

デリケートなママのために  
肌ストレスの少ない

お産用パッド

フィール  
**feel**®

助産師さんとママの声から生まれました

肌に  
やさしい  
表面材

たっぷり  
吸収

さらっと  
ムレにくい



商品特長

1 肌にやさしい表面材

- 肌へのやさしさを第一に考えたコットン生まれのベンリーゼ® (キュプラ長繊維不織布) を、肌に触れる表面材に使用しています。
- 皮膚への摩擦によるダメージが生じにくく、デリケートな肌にも最適です。

■「ベンリーゼ®」(キュプラ長繊維不織布) の特長

天然コットン生まれの不織布

旭化成せんいの「ベンリーゼ®」は、コットンの種子まわりのうぶ毛のみを原料にしています。

■コットン(綿花)断面図




皮膚へのダメージが少ない繊維

繊維がなめらかなラウンド形状になっているため、皮膚への摩擦によるダメージが生じにくくなっています。また、一本一本の繊維が長いので、毛羽立ちも少なくなっています。

■繊維構造の違い



摩擦による疑似皮膚表面のダメージ




2 たっぷり吸収してさらっと快適

- 高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りを防ぐため、さらっとした着け心地で快適です。

3 フラットな表面材でモレにくい

- フラットな表面材に変更したため、血液が表面材をつたってパッド裏側へモレにくくなりました。

■従来品 (巻き込みタイプ)




■リニューアル品 (フラットタイプ)



4 全面通気でムレにくい

- 透湿性のあるバックシートに変更したため、湿気がこもりやすく、ムレにくくなりました。

通気性試験 バックシートフィルムを介して空気を送ると・・・



結果 → 新バックシートは空気を通すためムレにくい!

5 ズレ止めテープ付き (S・M・スリムLのみ)

商品情報

■使用シーンの目安

サイズ	破水時	出産当日	産後1日目	産後2日目	産後3日目	産後4日目~
L	☀️🌙 昼夜	☀️🌙 昼夜	🌙 夜	🌙 夜		
M	☀️🌙 昼夜		☀️ 昼	☀️ 昼	🌙 夜	
S					☀️ 昼	☀️🌙 昼夜



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221  
 ホームページ / <http://dacco-web.com> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

取扱店





デリケートなママのために  
肌ストレスの少ない

お産用パッド

フィール  
**feel**®



産科・婦人科製剤

お産用パッド

商品規格

■ お産用パッドfeel®

商品写真 品番	商品名・規格	サイズ 幅×高さ×奥行(mm)		重量	梱入数	POSレジ登録用品名略称 JANコード	JANコード/ITFコード
		販売単位	外装				
83616	お産用パッドfeel® S 1枚入(20個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位	100×180×90	210.0g	60袋	オサン   ファイール   S   2   0       4 971032 836164	4971032836164
		外装	629×492×386	14.0kg			14971032836161
83645	お産用パッドfeel® S 1枚入(10個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位	100×110×90	108.5g	60袋	オサン   ファイール   S   1   0       4 971032 836454	4971032836454
		外装	485×410×350	7.5kg			14971032836451
83617	お産用パッドfeel® M 1枚入(10個) 12cm×28.5cm 約18g	販売単位	120×110×118	200.0g	60袋	オサン   ファイール   M   1   0       4 971032 836171	4971032836171
		外装	642×404×521	13.4kg			14971032836178
83640	お産用パッドfeel® スリムL 1枚入(4個) 12cm×44.5cm 約30g	販売単位	120×160×65	128.0g	60袋	オサン   ファイール   スリム   L   4         4 971032 836409	4971032836409
		外装	620×335×495	9.5kg			14971032836406
83618	お産用パッドfeel® L 1枚入(5個) 18cm×48.5cm 約40g	販売単位	180×230×70	215.0g	50袋	オサン   ファイール   L   5           4 971032 836188	4971032836188
		外装	734×467×500	12.1kg			14971032836185
83622	お産用パッドfeel® S 1個入 9cm×23.5cm 約10g	販売単位	105×125×12	12.0g	200袋	オサン   ファイール   S   1             4 971032 836225	4971032836225
		外装	—	—			14971032836222
83623	お産用パッドfeel® M 1個入 12cm×28.5cm 約18g	販売単位	140×145×12	21.0g	150袋	オサン   ファイール   M   1             4 971032 836232	4971032836232
		外装	—	—			14971032836239
83624	お産用パッドfeel® L 1個入 18cm×48.5cm 約40g	販売単位	205×240×15	44.0g	100袋	オサン   ファイール   L   1             4 971032 836249	4971032836249
		外装	—	—			14971032836246

◇商品はすべてオープン価格です。

■ 滅菌お産用パッドfeel®

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
83628	滅菌お産用パッドfeel® S 1枚入(10個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位	115×105×110	120.0g	60袋	4971032836287
		外装	450×440×415	8.7kg		14971032836284
83629	滅菌お産用パッドfeel® S 1枚入(20個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位	115×105×230	240.0g	30袋	4971032836294
		外装	450×440×415	8.7kg		14971032836291
83630	滅菌お産用パッドfeel® M 1枚入(10個) 12cm×28.5cm 約18g	販売単位	145×135×130	215.0g	60袋	4971032836300
		外装	749×500×474	15.2kg		14971032836307
83632	滅菌お産用パッドfeel® L 1枚入(5個) 18cm×48.5cm 約40g	販売単位	205×195×100	245.0g	40袋	4971032836324
		外装	749×500×474	12.1kg		14971032836321

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**

オオサキメディカル株式会社

本社/名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221  
ホームページ/ <http://dacco-web.com> E-mail/ [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

取扱店