

ふわさら感覚で
しっかり吸収

お産用パッド

スイート

Sweet

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

たっぷり
吸収

ふわっと
やさしい
肌触り

さらっと
ムレにくい



商品特長

① ふわっとやさしい肌触り

●かさ高で柔らかな不織布を表面材に使用しているため、ふわっとやさしい肌触りです。

② たっぷり吸収してさらっと快適

●高吸収ポリマーが素早くたっぷり吸収し、逆戻りを防ぐため、さらっとした着け心地で快適です。

③ 全面通気でムレにくい

●透湿性バックシートを使用しているため、湿気がこもりにくく、ムレを軽減します。

皮フ刺激性テスト済み

●全ての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

通気性試験 バックシートフィルムを介して空気を送ると…

左: 気泡が見えない ↓ 空気が通らない (透湿性なし)

右: 気泡が見える ↓ 空気が通っている (透湿性あり)

結果 → 透湿性バックシートは空気を通すためムレにくい!

商品規格

■お産用パッドSweet

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名略称/JANコード	JANコード/ITFコード
83619	お産用パッドSweet S 1枚入(20個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位 100×180×90	210.0g	60袋	オサキ スイート S20	4971032836195
		外装 629×492×386	14.0kg		4 971032 836195	14971032836192
83644	お産用パッドSweet S 1枚入(10個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位 100×110×90	108.5g	60袋	オサキ スイート S10	4971032836447
		外装 485×350×410	7.5kg		4 971032 836447	14971032836444
83620	お産用パッドSweet M 1枚入(10個) 12cm×28.5cm 約18g	販売単位 120×110×120	200.0g	60袋	オサキ スイート M10	4971032836201
		外装 649×465×411	13.4kg		4 971032 836201	14971032836208
83621	お産用パッドSweet L 1枚入(5個) 18cm×48.5cm 約40g	販売単位 180×230×70	215.0g	50袋	オサキ スイート L5	4971032836218
		外装 734×500×467	12.1kg		4 971032 836218	14971032836215
83626	お産用パッドSweet M 1枚入 12cm×28.5cm 約18g	販売単位 140×145×12	21.0g	150袋	オサキ スイート M1	4971032836263
		外装 472×320×414	4.5kg		4 971032 836263	—
83627	お産用パッドSweet L 1枚入 18cm×48.5cm 約40g	販売単位 205×240×15	44.0g	100袋	オサキ スイート L1	4971032836270
		外装 565×320×455	6.1kg		4 971032 836270	—

■素材: [表面材] 不織布 [吸収体] 高吸収ポリマー、綿状パルプ [防水材] ポリエチレン
 ■ズレ止めテープ付(S・Mサイズのみ)
 ■製造国: インドネシア

■滅菌お産用パッドSweet

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
83636	滅菌お産用パッドSweet M 1枚入(10個) 12cm×28.5cm 約18g	販売単位 145×135×130	215.0g	60袋	4971032836362
		外装 734×500×467	15.2kg		—
83639	滅菌お産用パッドSweet L 1枚入(5個) 18cm×48.5cm 約40g	販売単位 205×195×100	225.0g	40袋	4971032836393
		外装 734×500×467	11.3kg		—

■素材: [表面材] 不織布 [吸収体] 高吸収ポリマー、綿状パルプ [防水材] ポリエチレン
 ■ズレ止めテープ付(Mサイズのみ)
 ■製造国: インドネシア

◇商品は全てオープン価格です。

オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://dacco-web.com>

dacco
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。