


管理医療機器

## OBリネンセットⅡ



分娩に必要な医療材料を詰め合わせた  
滅菌済分娩時処置用具セットです。



## 部材一覧

下記一覧は、商談の際のメモとして使用いただけます。

種類	部材	数量	メモ
ネラトンカテーテル	ネラトンカテーテル		
吸引カテーテル	吸引カテーテル		
羊水吸引カテーテル	羊水吸引カテーテル		
ベビーキャップ	新生児保温用ベビーキャップ		
マスク	サージカルマスク		
キャップ	サージカルキャップ		
ガウン	サージカルガウン/分娩用ガウン		
吸水マット付シート	グッドシート ピンクS ギャザー付/グッドシートS/グッドシート ピンクS /オペマット/ グッドシート S フラット/分娩マット マットS		
吸収マット	オールマット/オールマットギャザー付/オールマットBL/ 産ブトン/メディマット/マタニティマット		
脚袋	SMS 脚袋ピンク/ SMS アシブクロ/レギンスカバー R		
腹部シート	腹部シート		
ベビー受	ソフト防水シート/ソフトラミクロス/ソフトクロス/ ベビークロス/ベビー受けガーゼ		
防水シート	マイティシートE /マイティシートグリーン/ノンスリップシート		
ドレープ	ドレープR /ドレープF		
ハンカチ・タオル	ハンカチ/タオル		
注射針	注射針		
カテラン針	カテラン針		
シリンジ	シリンジ		
シリンジ 針付	シリンジ針付		
はさみ	はさみ		
臍帯クリップ	臍帯クランプ		
消毒液	ポビドンヨード外用液		
ガーゼ	尺角ガーゼ		
不織布ガーゼ	クロスガーゼ/ RP クロスガーゼ/クロスガーゼコットン		
X線入りガーゼ	OP ガーゼ X 青線/ OP ガーゼ X 黒線		
縫製ガーゼ	ブルス		
サージカルパット	オーゼ®		
カットメン	カットメン		
綿球	パール® 綿球/オオサキ綿球/ネオパール® /ネオパール®J		
カップ	水入れカップ		
胎盤受	胎盤受		
膿盆	膿盆		
トレイ	トレイ		
胎盤袋	胎盤袋		
ラップ	滅菌ラップ		

※規格詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

## 商品規格

## OBリネンセットⅡ

管理医療機器 分娩時処置用具セット:70978000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード、ITFコード
92000	OBリネンセットⅡ レギュラー 1組入(5袋)	販売単位 620 × 605 × 368	6.5kg	—	4971032920009

■販売名:滅菌オオサキOBリネンセットⅡ ■承認番号:22500BZX00343000  
■セットの内容はお客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ/ <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail/ [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。

取扱店

部材内容

分娩用吸収マット



グッドシーツピンクSギャザー付の使用イメージ

■グッドシーツピンクSギャザー付

羊水・血液の吸収マットとして

- ギャザー付き吸収マットが取り外し可能な吸収・防水タイプの滅菌済み分娩用シートです。
- 吸収マットの立体サイドギャザーが羊水・血液をせき止め、横モレを効果的に防ぎます。
- 液体が漏れないようにサイドを接着した羊水ポケットが、マットの片端に付いているため、羊水受けとして使用できます。
- Wタイプは羊水ポケットの中に両面吸収体が付いているため、さらにモレをブロックします。

羊水ポケットの中の吸収体で「ダブル」モレ防止！  
(Wタイプのみ)



■グッドシーツS/グッドシーツピンクS

羊水・血液の吸収マットとして

- 吸収マットが取り外し可能な吸収・防水タイプの滅菌済み分娩用シートです。
- 分娩室の雰囲気に合わせて、シート部分のカラーがブルーのグッドシーツSとピンクのグッドシーツピンクSから選択できます。
- 床・畳や布団でのフリースタイル分娩に適したフラットタイプもございます。

サイズと形状イメージ

	ギャザー あり		ギャザー なし	
形状イメージ	<p>グッドシーツギャザー付</p> <p>シート 120cm 90cm 60cm 100cm ポケット</p>	<p>グッドシーツギャザー付 W</p> <p>シート 120cm 90cm 60cm 100cm 21cm 両面吸収体 ポケット</p>	<p>グッドシーツS</p> <p>シート 120cm 90cm 65cm 100cm ポケット</p>	<p>グッドシーツS フラット</p> <p>シート 120cm 90cm 65cm 100cm</p>
シートカラー	ピンク		ブルー/ピンク	ブルー/ピンク
使用シーン	分娩台での側臥位分娩の際に		分娩台での仰臥位分娩の際に	床・畳や布団でのフリースタイル分娩の際に



オールマットギャザー付

■オールマット

羊水・血液の吸収マットとして

- 高吸収で肌触りの良い、厚手タイプの分娩用吸収・防水マットです。
- 高吸収ポリマーが素早く液体を閉じ込め、逆戻りを防ぐため、サラッとした肌ざわりをキープします。
- ギャザー付きはマットのサイドについて立体ギャザーが羊水や血液をせき止め、横モレを効果的に防ぎます。
- 使用シーンに合わせてS・M・Lサイズとギャザー付き(Sサイズのみ)から選択できます。

脚袋



SMS脚袋ピンクLの使用イメージ

■SMS脚袋ピンク・SMS脚袋・レギンスカバーR

産婦の脚部の清潔野確保に

- 脚のみ覆う「SMS脚袋ピンクM」「SMS脚袋」、脚台ごと覆えるタイプの「SMS脚袋ピンクL・LL」「レギンスカバーR」から選択できます。

形状イメージ



ベビー受・シート類



ソフト防水シート(ピンク)



マタニティマット

■ソフト防水シート ベビー受けとして/腹部シートとして/分娩台の汚染防止に

- 多目的に使用できる、吸収・防水タイプの不織布製シートです。
- 透湿性フィルムのため、湿気を逃して液体をブロックし、ムレを防ぐのでサラッと快適です。
- お部屋の雰囲気を明るくするパステルカラーの2色(ピンク/クリーム)から選択できます。

■ソフトラミクロス/ソフトクロス ベビー受けとして

- ソフトな肌触りで厚手の不織布製ベビー受けです。
- ラミネート付きで防水タイプの「ソフトラミクロス」とラミネートなしでソフトな「ソフトクロス」から選択できます。

■ノンスリップシート 分娩台の汚染防止に

- 裏面にすべり止め加工を施した、吸収・防水タイプの不織布製ラミネートシートです。
- 分娩台の他にも畳や床・シートに敷いた際のズレを防ぎます。

■マイティシートE 分娩台の汚染防止に/ベビー受けとして/腹部シートとして

- 多目的に使用できる、吸収・防水タイプの不織布製ラミネートシートです。

■マタニティマット・メディマット 羊水・血液の吸収マットとして/ベビー受けとして

- 多目的に使用できる吸収性に優れたディスプレイブルマットです。
- 消臭・抗菌効果があるため、不快なニオイを抑え、快適に使用できます。
- 分娩室の雰囲気に合わせ、バックシートのカラーがピンクの「マタニティマット」とブルーの「メディマット」から選択できます。

胎盤受・トレイ類



■胎盤受/膿盆 後産の際の、胎盤受けとして/綿球・ガーゼ・機械類のトレイとして

- 感染予防に役立つ、ディスプレイブルタイプの胎盤受/膿盆です。
- 膿盆、胎盤受の再生業務(洗浄、滅菌など)にかかる業務の省力化が図れます。
- 素材のPPF(ポリプロピレン+フィラー)は廃棄後に焼却しても、ダイオキシンなどの有害物質の発生はありません。
- 膿盆は容量が500mlのSサイズと1500mlのLサイズから選択できます。

■トレイ 後産の際の、胎盤受けとして/綿球・ガーゼ・機械類のトレイとして

■水入れカップ 綿球を入れるカップや、吸引カテーテル使用時の水入れカップとして

消毒液



■ポビドンヨード外用液10%「オオサキ」 陰部の消毒に

- 最適な容量を選択できるため、無駄の少ないスティックタイプの単包ポビドンヨード製剤です。
- 薬液ボトルの使用期限管理や在庫管理の手間などがなくなるため、業務の省力化が図れます。

ガーゼ・カット綿・綿球類



- ガーゼ
- カット綿
- 綿球

その他の医療機器



- 臍帯クリップ
- はさみ
- 注射針
- シリンジ
- 吸引カテーテル
- 羊水吸引カテーテル
- ネラトンカテーテル

商品情報

レギュラーセットのご紹介

■OBリネンセットII (レギュラー)

ピンク色を基調とした部材を組み合わせたセットで、分娩室の雰囲気をやわらげます。



商品・規格	数量	使用用途
① グッドシート ピンクSギャザー付 100cm×120cm マット部重量:150g	1枚	羊水・血液の吸収に
② ソフト防水シート ピンク 100cm×120cm	1枚	腹部シートとして
③ ソフト防水シート ピンク 60cm×100cm	1枚	ベビー受けとして
④ 分娩用ガウン L	1枚	体液からの暴露防止に
⑤ マタニティマット L	1枚	縫合時の清潔野の確保に
⑥ カットメン 8cm×16cm 2ツ折	10枚	会陰保護・肛門保護の圧低綿として/陰部の消毒に
⑦ パール綿球 No.30 (直径30mm)	3球	導尿時の陰部の消毒に
⑧ 水入れカップ 60mL	1個	綿球を入れるカップやカテーテル使用時の水入れカップとして
⑨ ディスポ膿盆 S	1枚	綿球、ガーゼ、機械類のトレーとして
⑩ ディスポ胎盤受	1個	後産の際の、胎盤受けとして/胎盤・臍帯等の測定に
⑪ ゴミ袋 黒 50cm×70cm	1枚	胎盤処理時に
⑫ 尺角ガーゼ 30cm×30cm 4ツ折	15枚	羊水・血液などの拭き取りに
⑬ 臍帯クランプ	1個	臍帯結紮に
⑭ 医療用はさみ	1本	臍帯切断に
⑮ シリンジ20ml 横口	1本	麻酔薬の投与に
⑯ 注射針 18G×1 1/2in RB	1本	麻酔薬の吸液に
⑰ 注射針 23G×1in RB	1本	麻酔薬の投与に
⑱ 羊水吸引カテーテル 10Fr トラップ容量20mL	1本	羊水吸引に
⑲ ネラトンカテーテル 12Fr 先端オープンタイプ	1本	導尿に
⑳ SMS脚袋 ピンク Lサイズ	2枚	産婦の脚と脚台の清潔野確保に
㉑ ソフト防水シート ピンク 100cm×120cm (滅菌ラップ)	1枚	器械台カバーとして

分娩時に、このような  
お困りごとは  
ありませんか?



オオサキメディカルの

OBリネンセット

が解決します

分娩時に使いやすい  
マットやシートがない

1

バリエーション豊富な  
分娩用マットやシート

お産に長く携わっているメーカーならではの  
高性能マットやシートなどを用途に合わせて選べます。

単品の衛生材料・医療機器を  
準備することや滅菌・洗浄などの  
再生業務が手間

2

準備や再生業務の省力化

分娩に必要な物品をセット化することで、  
準備や再生にかかる業務の省力化が図れます。

分娩ごとのコストが把握しにくい

3

コスト管理が容易

セット化することで、分娩ごとの費用が  
明確になるためコスト管理がしやすくなります。

胎盤受や膿盆の  
滅菌・洗浄などの再生業務で  
医療従事者の感染のリスクが心配

4

感染の予防に

ディスポーザブルタイプのため  
感染予防に役立ちます。

災害時に  
必要な部材が揃えられない  
滅菌ができない

5

災害備蓄に

災害時でも、滅菌済のセットのため  
いつでも処置が可能です。

ご希望にあわせて、最適なセット内容をご提案します