

一般医療機器

弾性ストッキング

オペキュット® 女性用 ハイソックスタイプ



産科・婦人科製品

マタニティソックス




手術時に血行観察しやすいグレー色
日本人女性の脚にぴったりの弾性ストッキング



商品特長

1 日本人女性の脚にぴったり！

- 日本人女性の脚の計測データに基づいた形状・サイズ設計で、最適な段階的圧迫圧と装着感が得られます。
- サイズがひと目で分かるカラーラインが入っています。



3 はきやすい伸縮素材

- はきやすく、はかせやすい伸縮素材のため、簡単に装着できます。
- はき口が長めのため、肌にくいこみにくなっています。

2 血行観察がしやすい

- 足裏のモニターホール周辺を含め、本体色は色彩学などで色を比較する際に用いるグレーを使用しています。グレーは他の色に影響を与えにくいため、手術時の足先の血行観察に適しています。



4 患者さんへの説明に便利な説明書入り！

- 手術時に弾性ストッキングをはく理由や、はき方などを説明する際に便利な説明書が入っています。

商品情報

■効能又は効果

- 下肢の静脈血のうっ滞を軽減又は予防するなど、安静時の静脈・リンパ還流の促進

■バリエーション

- サイズ表に沿って適正なサイズを着用してください。

種類	足首周囲	ふくらはぎ周囲	丈	ライン色
SS	16cm～18cm	26cm～29cm	36cm	ブルー
S	18cm～20cm	29cm～32cm	36cm	パープル
M	20cm～22cm	32cm～35cm	36cm	ピンク
L	22cm～24cm	35cm～38cm	38cm	オレンジ
LL	24cm～26cm	38cm～41cm	38cm	イエロー

■着圧設計

- 足首24hPa※(18mmHg)、ふくらはぎ19hPa(14mmHg)
※hPa(ヘクトパスカル)は、圧力値を表す国際単位です。



商品規格

一般医療機器 弾性ストッキング:31724000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
98400	オペキュット® 女性用 ハイソックスタイプ SS グレー 1足入 足首16cm～18cm ふくらはぎ26cm～29cm	販売単位 160 × 230 × 15	49.0g	10個 × 6袋	4971032984001
		内装 330 × 230 × 55	491.0g		—
		外装 330 × 340 × 240	3.4kg		—
98401	オペキュット® 女性用 ハイソックスタイプ S グレー 1足入 足首18cm～20cm ふくらはぎ29cm～32cm	販売単位 160 × 230 × 15	51.0g	10個 × 6袋	4971032984018
		内装 330 × 230 × 55	519.0g		—
		外装 330 × 340 × 240	3.5kg		—
98402	オペキュット® 女性用 ハイソックスタイプ M グレー 1足入 足首20cm～22cm ふくらはぎ32cm～35cm	販売単位 160 × 230 × 15	53.0g	10個 × 6袋	4971032984025
		内装 330 × 230 × 55	521.0g		—
		外装 330 × 340 × 240	3.5kg		—
98403	オペキュット® 女性用 ハイソックスタイプ L グレー 1足入 足首22cm～24cm ふくらはぎ35cm～38cm	販売単位 160 × 230 × 15	55.0g	10個 × 6袋	4971032984032
		内装 330 × 230 × 55	559.0g		—
		外装 330 × 340 × 240	3.8kg		—
98404	オペキュット® 女性用 ハイソックスタイプ LL グレー 1足入 足首24cm～26cm ふくらはぎ38cm～41cm	販売単位 160 × 230 × 15	57.0g	10個 × 6袋	4971032984049
		内装 330 × 230 × 55	572.0g		—
		外装 330 × 340 × 240	3.9kg		—

■販売名:オペキュットW ■届出番号:23B2X10001000077 ■素材:ナイロン77%、ポリウレタン22%、ポリエステル1%

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店