

一般医療機器

弾性ストッキング

オペキュット® 女性用 ストッキングタイプ



産科・婦人科製品

マタニティソックス

商品情報


■効能又は効果

- 下肢の静脈血のうっ滞を軽減又は予防するなど、安静時の静脈・リンパ還流の促進

■バリエーション


- サイズ表に沿って適正なサイズを着用してください。

種類	足首周囲(A)	ふくらはぎ周囲(B)	大腿周囲(C)	股下長(D)	ライン色
SS	16cm~18cm	26cm~29cm	42cm~46cm	63cm~69cm	ブルー
S	18cm~20cm	29cm~32cm	46cm~50cm	65cm~71cm	パープル
M	20cm~22cm	32cm~35cm	50cm~54cm	67cm~73cm	ピンク
L	22cm~24cm	35cm~38cm	54cm~58cm	69cm~75cm	オレンジ
LL	24cm~26cm	38cm~41cm	58cm~62cm	71cm~77cm	イエロー



■着圧設計

- 足首24hPa*(18mmHg)、ふくらはぎ19hPa(14mmHg)、大腿13hPa(10mmHg)
※hPa(ヘクトパスカル)は、圧力値を表す国際単位です。



商品規格

一般医療機器 弾性ストッキング:31724000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
98405	オペキュット® 女性用 ストッキングタイプ SS グレー 1足入 足首16cm~18cm ふくらはぎ26cm~29cm 大腿42cm~46cm	販売単位 160 × 230 × 12	75.4g	10個 ×	4971032984056
		内装 330 × 230 × 110	754.0g	3袋	—
		外装 330 × 340 × 240	2.7kg	—	—
98406	オペキュット® 女性用 ストッキングタイプ S グレー 1足入 足首18cm~20cm ふくらはぎ29cm~32cm 大腿46cm~50cm	販売単位 160 × 230 × 12	79.8g	10個 ×	4971032984063
		内装 330 × 230 × 110	798.0g	3袋	—
		外装 330 × 340 × 240	2.8kg	—	—
98407	オペキュット® 女性用 ストッキングタイプ M グレー 1足入 足首20cm~22cm ふくらはぎ32cm~35cm 大腿50cm~54cm	販売単位 160 × 230 × 12	83.4g	10個 ×	4971032984070
		内装 330 × 230 × 110	521.0g	3袋	—
		外装 330 × 340 × 240	2.9kg	—	—
98408	オペキュット® 女性用 ストッキングタイプ L グレー 1足入 足首22cm~24cm ふくらはぎ35cm~38cm 大腿54cm~58cm	販売単位 160 × 230 × 12	87.8g	10個 ×	4971032984087
		内装 330 × 230 × 110	878.0g	3袋	—
		外装 330 × 340 × 240	3.0kg	—	—
98409	オペキュット® 女性用 ストッキングタイプ LL グレー 1足入 足首24cm~26cm ふくらはぎ38cm~41cm 大腿58cm~62cm	販売単位 160 × 230 × 15	91.2g	10個 ×	4971032984094
		内装 330 × 230 × 110	912.0g	3袋	—
		外装 330 × 340 × 240	3.1kg	—	—

■販売名:オペキュットW ■届出番号:23B2X10001000077 ■素材:ナイロン75%、ポリウレタン24%、ポリエステル1%

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。