

しっかり吸収してモレをガード
プラスアルファの安心感

お産用パッド

ソフトレーヌ
αガード®

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

産科・婦人科製品
産科・婦人科製品
お産用パッド
お産用パッド



モレない
立体サイドギャザー

ムレない
透湿性バックシート

ズレない
特殊曲線形状


商品情報

■Lサイズ



- 重量 ----- 約70g/枚
- ズレ止めテープ位置 ----- 前
- 幅 ----- 30cm
- 全長 ----- 56cm

■Mサイズ



- 重量 ----- 約30g/枚
- ズレ止めテープ位置 ----- 中央
- 幅 ----- 20cm
- 全長 ----- 41cm

■Sサイズ



- 重量 ----- 約15g/枚
- ズレ止めテープ位置 ----- 全面
- 幅 ----- 11cm
- 全長 ----- 29cm

■使用シーンの目安

サイズ	破水時	出産当日	産後1日目	産後2日目	産後3日目	産後4日目～
L	☀️ 昼夜	☀️ 昼夜	🌙 夜	🌙 夜		
M	☀️ 昼夜		☀️ 昼	☀️ 昼	🌙 夜	
S					☀️ 昼	☀️ 昼夜

商品規格

■ソフトレーヌαガード®

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
83519	ソフトレーヌαガード®S 1枚入(20個) 11cm×29cm 約15g	販売単位 170 × 180 × 115	320.0g	20袋	αカ・ト・S20	4971032835198
		外装 586 × 385 × 396	7.0kg			
83518	ソフトレーヌαガード®S 1枚入(10個) 11cm×29cm 約15g	販売単位 170 × 95 × 115	160.0g	40袋	αカ・ト・S10	4971032835181
		外装 586 × 400 × 356	7.0kg			
83521	ソフトレーヌαガード®M 1枚入(10個) 20cm×41cm 約30g	販売単位 170 × 180 × 125	320.0g	30袋	αカ・ト・M10	4971032835211
		外装 850 × 370 × 400	10.5kg			
83520	ソフトレーヌαガード®M 1枚入(5個) 20cm×41cm 約30g	販売単位 180 × 140 × 80	160.0g	60袋	αカ・ト・M5	4971032835204
		外装 850 × 370 × 400	10.5kg			
83514	ソフトレーヌαガード®L 1枚入(5個) 30cm×56cm 約70g	販売単位 140 × 180 × 115	360.0g	30袋	αカ・ト・L5	4971032835143
		外装 730 × 350 × 380	12.0kg			

◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌ソフトレーヌαガード®

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
83522	滅菌ソフトレーヌαガード®S 1枚入(10個) 11cm×29cm 約15g	販売単位 190 × 90 × 80	160.0g	40袋	4971032835228
		外装 586 × 385 × 396	7.0kg		
83523	滅菌ソフトレーヌαガード®M 1枚入(5個) 20cm×41cm 約30g	販売単位 165 × 135 × 100	170.0g	60袋	4971032835235
		外装 850 × 370 × 400	11.2kg		
83515	滅菌ソフトレーヌαガード®L 1枚入(5個) 30cm×56cm 約70g	販売単位 115 × 180 × 130	385.0g	30袋	4971032835150
		外装 730 × 350 × 380	12.4kg		

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221
ホームページ / <http://dacco-web.com> E-mail / support@osakimedical.co.jp


※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

モレ ムレ ズレ

ママの3大不安を解消!

今までのお産用パッドで
気になったこと



「モレ・ムレ・ズレ」がママの3大不安でした。

アルファαガードはママの
3大不安を解消します!!

ママの試用評価



今後もアルファαガードを
使用したいですか?

Yes
93%

ママから高い評価を
得ています!


(当社調べ)

不安解消

① モレをガード!

立体サイドギャザー

- ギャザーが体にぴったりフィットし、横モレをしっかりガードします。






ワイドなフロント&バック形状

- 前部もおしりもしっかりガードし、前モレ&後ろモレを防ぎます。(L・Mサイズ)

スピード吸収構造

- 拡散吸収ラインで、すばやく吸収します。(Lサイズ)




不安解消

② ムレを軽減!


透湿性バックシート

- 空気を通して、液体をブロック! ムレずにサラッと快適です。



プレス加工

- 表面材が肌に触れる面積が小さく、はりつきによる不快感を軽減します。(L・Mサイズ)




不安解消

③ ズレを防止!

特殊曲線形状

- 体の曲線にぴったりフィットし、パッドのズレを防ぎます。(L・Mサイズ)



④ ふかふかパッド

クッション吸収体

- 厚みのある吸収体が産後の敏感な陰部への刺激を、クッションのように和らげます。

やわらか表面シート

- やわらかい肌ざわりの表面シートで、摩擦による刺激を防ぎます。

⑤ 交換時に便利な個包装

- 衛生的で使いやすいワンステップラップ*タイプの1枚個包装です。使用済みのお産用パッドを包んで捨てられます。(Sサイズ)

*個包装の袋と剥離紙が一体化した包装です。

