

やわらかな肌ざわりで
ムレにくく快適

使い捨て吸水・防水シート

ソフト防水シート

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

産科・婦人科製品

産科・婦人科シート・マット

やわらかな
肌ざわり

ムレにくく
快適

清潔な
使い捨て
タイプ



ピンク



クリーム


商品特長

① やわらかな肌ざわり

- やわらかくなめらかで、強度に優れた素材を使用しています。

② ムレにくく快適

- 透湿性フィルムを使用しているため、湿気を通し、ムレを軽減するため快適です。



⚠ 通気性のない素材の上にシートを敷いた場合、吸収した液体の湿気により、床面とシートとの間に水分がたまる恐れがあります。

吸水面(表)・・・フワフワ面
液体を素早く吸収します。



防水面(裏)・・・ツルツル面
しっかり防水でモレを防ぎます。
※防水面を下側にして使用してください。

✂ カットしても使用できます。

商品情報

■ 使用用途

- 産じょく・産後のベッドシート
- あかちゃんのおねしょシート
- あかちゃんのオムツ交換時 など

商品規格

■ ソフト防水シート

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
98300	ソフト防水シート ピンク 1枚入 100cm×120cm	販売単位 175 × 300 × 12	92.0g	10個 × 12袋	ソホ・ウスイP1100×120 4 971032 983004	4971032983004
		内装 270 × 105 × 160	1.0kg			—
		外装 546 × 250 × 506	13.0kg			—
98301	ソフト防水シート クリーム 1枚入 100cm×120cm	販売単位 175 × 300 × 12	92.0g	10個 × 12袋	ソホ・ウスイC1100×120 4 971032 983011	4971032983011
		内装 270 × 105 × 160	1.0kg			—
		外装 546 × 250 × 506	13.0kg			—
98302	ソフト防水シート ピンク 1枚入 100cm×150cm	販売単位 175 × 300 × 15	110.0g	10個 × 12袋	ソホ・ウスイP1100×150 4 971032 983028	4971032983028
		内装 270 × 135 × 170	1.0kg			—
		外装 546 × 310 × 506	15.4kg			—
98303	ソフト防水シート クリーム 1枚入 100cm×150cm	販売単位 175 × 300 × 15	110.0g	10個 × 12袋	ソホ・ウスイC1100×150 4 971032 983035	4971032983035
		内装 270 × 135 × 170	1.0kg			—
		外装 546 × 310 × 506	15.4kg			—

■ 素材:[吸収材]レーヨン、ポリエステル [防水材]ポリエチレン

◇ 商品は全てオープン価格です。

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
98304	ソフト防水シート ピンク 10枚入 100cm×120cm	販売単位 255 × 150 × 125	900.0g	12袋	4971032983042
		外装 526 × 250 × 476	11.8kg		—
98305	ソフト防水シート クリーム 10枚入 100cm×120cm	販売単位 255 × 150 × 125	900.0g	12袋	4971032983059
		外装 526 × 250 × 476	11.8kg		—
98306	ソフト防水シート ピンク 10枚入 100cm×150cm	販売単位 255 × 150 × 155	1.0kg	12袋	4971032983066
		外装 526 × 310 × 476	13.0kg		—
98307	ソフト防水シート クリーム 10枚入 100cm×150cm	販売単位 255 × 150 × 155	1.0kg	12袋	4971032983073
		外装 526 × 310 × 476	13.0kg		—

■ 素材:[吸収材]レーヨン、ポリエステル [防水材]ポリエチレン

◇ 商品は全てオープン価格です。

■ 滅菌ソフト防水シート

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
98308	滅菌ソフト防水シート ピンク 1枚入 100cm×120cm	販売単位 200 × 350 × 12	90.0g	10袋 × 8箱	4971032983080
		内装 350 × 140 × 204	1.0kg		—
		外装 430 × 300 × 715	10.0kg		—
98309	滅菌ソフト防水シート クリーム 1枚入 100cm×120cm	販売単位 200 × 350 × 12	90.0g	10袋 × 8箱	4971032983097
		内装 350 × 140 × 204	1.0kg		—
		外装 430 × 300 × 715	10.0kg		—

■ 素材:[吸収材]レーヨン、ポリエステル [防水材]ポリエチレン

◇ 商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://dacco-web.com



取扱店