

商品情報

■Lサイズ



- 重量 ----- 約70g/枚
- ズレ止めテープ位置 ----- 前
- 幅 ----- 30cm
- 全長 ----- 56cm

■Mサイズ



- 重量 ----- 約30g/枚
- ズレ止めテープ位置 ----- 中央
- 幅 ----- 20cm
- 全長 ----- 40cm

■Sサイズ



- 重量 ----- 約15g/枚
- ズレ止めテープ位置 ----- 全面
- 幅 ----- 12cm
- 全長 ----- 28cm

■使用時期の目安

サイズ	破水時	出産当日	産後1日目	産後2日目	産後3日目	産後4日目～
L	☀️🌙 昼夜	☀️🌙 昼夜	🌙 夜	🌙 夜		
M	☀️🌙 昼夜		☀️ 昼	☀️ 昼	🌙 夜	
S					☀️ 昼	☀️🌙 昼夜

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
83532	ソフトレースαガード® HP S 1枚入 (20個) 12cm×28cm 約15g	販売単位 180 × 145 × 90	310.0g	20袋	4971032835327
		外装 482 × 318 × 407	7.1kg		—
83531	ソフトレースαガード® HP S 1枚入 (10個) 12cm×28cm 約15g	販売単位 92 × 145 × 86	154.0g	40袋	4971032835310
		外装 482 × 318 × 407	7.1kg		—
83534	ソフトレースαガード® HP M 1枚入 (10個) 20cm×40cm 約30g	販売単位 160 × 168 × 130	347.0g	30袋	4971032835341
		外装 682 × 498 × 342	11.6kg		—
83533	ソフトレースαガード® HP M 1枚入 (5個) 20cm×40cm 約30g	販売単位 130 × 170 × 75	177.0g	60袋	4971032835334
		外装 552 × 418 × 492	11.9kg		—
83535	ソフトレースαガード® HP L 1枚入 (5個) 30cm×56cm 約70g	販売単位 170 × 163 × 105	368.0g	30袋	4971032835358
		外装 532 × 498 × 372	12.2kg		—

■素材: [表素材]不織布 [吸収体]高吸収ポリマー、綿状パルプ [防水材]ポリエチレン [ギャザー部ゴム]合成ゴム
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇商品は全てオープン価格です。

産科・婦人科製品

産科・婦人科製品

お産パッド

お産パッド

しっかり吸収してモレをガード
プラスアルファの安心感

お産用パッド

ソフトレース

アルファ αガード®

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

モレない
立体サイドギャザー

ムレない
透湿性バックシート

ズレない
特殊曲線形状




Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://dacco-web.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

今までのお産用パッドで
気になったこと



「モレ・ムレ・ズレ」がママの3大不安でした。

アルファ
αガードはママの
3大不安を解消します!!

ママの試用評価



今後もアルファ
αガードを
使用したいですか?

Yes
93%

ママから**高い評価**を
得ています!

(当社調べ)

モレ ムレ ズレ

ママの3大不安を解消!

不安解消

① モレをガード!

立体サイドギャザー




- ギャザーがからだにぴったりフィットし、横モレをしっかりガードします。

ワイドなフロント&バック形状

- 前部もおしりもしっかりガードし、前モレ&後ろモレを防ぎます。(L・Mサイズ)

スピード吸収構造

- 拡散吸収ラインで、素早く吸収します。(L・Mサイズ)



不安解消



② ムレを軽減!

透湿性バックシート

- 空気を通して、液体をブロック! ムレずにさらっと快適です。

プレス加工

- 表面材が肌に触れる面積が小さく、はりつきによる不快感を軽減します。(L・Mサイズ)




不安解消

③ ズレを防止!

特殊曲線形状

- からだの曲線にぴったりフィットし、パッドのズレを防ぎます。(L・Mサイズ)



④ ふかふかパッド

クッション吸収体

- 厚みのある吸収体が、産後の敏感な陰部への刺激をクッションのように和らげます。


柔らかか表面シート

- 柔らかい肌触りの表面シートで、摩擦による刺激を防ぎます。

⑤ 出血量の計算に便利な重量表示

- パッド裏側の後方にパッドの重量表示があるため、出血量が計算しやすくなっています。(L・Mサイズ)

例:Lサイズ



●重量は±10%程度の誤差が生じる場合があります。