



吸収・防水マット

滅菌オールマット ギャザー付



サイドに立体サイドギャザーの付いた
滅菌済み分娩用吸収・防水マットです。

分娩時の羊水・血液の吸収マットで困っていること

分娩台上での
フリースタイル分娩を
取り入れるようになって
横モレが増えた。

羊水量が多い時に
後羊水が横モレする。



画期的!!

サイドギャザー付きのマットで
横モレを解決!!

商品特長

横モレを防ぐ立体サイドギャザー付き

- 吸収マットの立体サイドギャザーが羊水・血液をせき止め、横モレを効果的に防ぎます。

素早く吸収


- 血液や羊水などを高吸収ポリマーが素早く吸収します。

サラッとした肌ざわり

- 高吸収ポリマーが素早く液体を閉じ込め、逆戻りを防ぐため、サラッとした肌ざわりをキープします。

出血などの測定に便利

- マット重量がほぼ一定のため、出血量の測定に便利です。



商品情報

■ サイズ



■ マットの重量と吸収量


マット重量	約 150g
マット吸収量	約1,700cc

※吸収量は生理食塩水にて測定。



使用のポイント

1. ご使用前に



吸収マット中央部分の立体サイドギャザーを立ててから使うことで、より効果的に血液や羊水の横モレを防ぐことができます。

2. 側臥位分娩の際に



下にくる太ももの上に吸収マットを置くことで、より効果的に血液や羊水の伝いモレを防ぐことができます。

商品規格

■ 滅菌オールマット ギャザー付

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
84252	滅菌オールマット ギャザー付 S 1枚入 60cm×90cm(150g)	販売単位 300×400×23	170.0g	50袋	4971032842523
		外装 620×605×368	9.5kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。
実用新案登録済



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店