

出生直後の新生児の頭部を保温

# 新生児保温用 ベビーキャップ

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

肌にやさしい  
綿100%・無蛍光

便利で清潔な  
ディスポーザブル  
タイプ

可愛らしい形



## 商品特長

## ① 綿100%・無蛍光で肌にやさしい

- 綿100%素材のため、吸水性・吸湿性が良くやさしい肌ざわりです。
- あかちゃんの頭部をやさしく包んで保温します。
- 蛍光増白剤を使用していないため、デリケートな新生児の肌に最適です。
- 乳児用のホルマリン基準(厚生省令第34号)検査に合格しています。

## ② 便利で清潔なディスポーザブルタイプ

- ディスポーザブルタイプのため、院内の感染リスクや洗濯等の手間を軽減できます。

## ③ 可愛らしい形

- 着用すると動物の耳のような形状になり、可愛らしく着用させることができます。



## ④ 出産記念品にも最適

- 1人に1枚使用するため、ママに出産記念品として持ち帰っていただくこともできます。

※ 記念品として保存する場合は、入院時の着用後に手洗い洗濯を行い、清潔に保存してください。(多少縮みます)

## ⑤ やさしい色の4色展開

- 新生児に似合う、やさしい色を使用しています。
- 4色展開のため、男女兼用や男女での使い分けが可能です。



ホワイト

イエロー

ピンク

ブルー

## 商品情報

## ■ 素材

綿 100%

※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位				
89100	dc 新生児保温用ベビーキャップ フリー ホワイト 1枚入 頭囲 20cm~38cm	販売単位	110 × 140 × 7	12.0g	50個×12袋	4971032891002
		内装	220 × 160 × 125	604.0g		—
		外装	350 × 260 × 650	8.0kg		—
89101	dc 新生児保温用ベビーキャップ フリー イエロー 1枚入 頭囲 20cm~38cm	販売単位	110 × 140 × 7	12.0g	50個×12袋	4971032891019
		内装	220 × 160 × 125	604.0g		—
		外装	350 × 260 × 650	8.0kg		—
89102	dc 新生児保温用ベビーキャップ フリー ピンク 1枚入 頭囲 20cm~38cm	販売単位	110 × 140 × 7	12.0g	50個×12袋	4971032891026
		内装	220 × 160 × 125	604.0g		—
		外装	350 × 260 × 650	8.0kg		—
89103	dc 新生児保温用ベビーキャップ フリー ブルー 1枚入 頭囲 20cm~38cm	販売単位	110 × 140 × 7	12.0g	50個×12袋	4971032891033
		内装	220 × 160 × 125	604.0g		—
		外装	350 × 260 × 650	8.0kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**

オオサキメディカル株式会社

本社/名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ/ <http://dacco-web.com> E-mail/ [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店