

胸部固定帯

フィットバンド



通気性・伸縮性に優れた胸部固定帯です。





商品特長

優れた通気性・伸縮性

- 通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。
- 合わせ部分に上下二分割の伸縮性に優れた素材を使用しているため、圧力を調節しやすく、男女を問わず、フィットしやすくなっています。

かんたん着脱


- ワンタッチテープを使用しているため、着脱が簡単にできます。

商品情報

■バリエーション

種類	胸囲	サイズ(高さ×幅)
S	60cm~ 75cm	18cm× 85cm
M	70cm~ 85cm	18cm× 95cm
L	80cm~ 95cm	18cm×105cm
LL	90cm~115cm	18cm×115cm

■規格



■素材

ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、綿、合皮

関連商品



ウエストガードデラックス

- 吸湿性・通気性に優れた素材を使用した、腰部固定帯です。
- 全体のフォルムを弓なりのカーブにしたため、腰部にフィットします。
- 2枚のプラスチックステーが、腰部に沿うようにしっかり支えます。

商品規格

■フィットバンド

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
60802	フィットバンド S 胸囲 60cm~75cm 1枚入	販売単位	200 × 230 × 20	75.0g	10袋	4971032608020
		内装	190 × 235 × 230	755.0g	×	—
		外装	365 × 250 × 310	8.4kg	10包	—
60803	フィットバンド M 胸囲 70cm~85cm 1枚入	販売単位	200 × 230 × 20	83.0g	10袋	4971032608037
		内装	190 × 235 × 230	835.0g	×	—
		外装	365 × 250 × 310	9.2kg	10包	—
60804	フィットバンド L 胸囲 80cm~95cm 1枚入	販売単位	200 × 230 × 20	92.0g	10袋	4971032608044
		内装	190 × 235 × 230	925.0g	×	—
		外装	365 × 250 × 310	10.0kg	10包	—
60805	フィットバンド LL 胸囲 90cm~115cm 1枚入	販売単位	200 × 230 × 20	97.0g	10袋	4971032608051
		内装	190 × 235 × 230	991.0g	×	—
		外装	365 × 250 × 310	10.5kg	10包	—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店