

一般医療機器

副木



整形外科製品

副木

オオサキ ソフトシーネ®



クッション性が高く
患部にやさしくフィットする副木です。



商品特長

1 使いやすいウレタンスポンジ製

- ソフトなウレタンスポンジで、金属副子を被覆した副木です。



2 優れた使用感

- 表面材にパイル地を使用しているため、発汗やカブレなどの不快感がありません。
- クッション性が高く、患部にやさしくフィットします。

3 環境に配慮した構造

- ウレタンスポンジと金属副子は分離することができ、分別破棄が可能です。

商品情報

■ソフトシーネ(特定保健医療材料 056 副木)の機能区分表

(2)形状・副木形式	機能区分	タイプ	種類
	①手指・足指用	副木・F10-b-1	指-S・指-M・指-L
②上肢用	副木・F10-b-2	6S・5S・4S・3S・SS・S	
③下肢用	副木・F10-b-3	M・L・LL	

- ▲本品を装着したままで磁気共鳴診断装置(MRI装置)を使用しないでください(発熱し、やけどをするおそれがあるため)。
- ▲レントゲン撮影をする場合は外してください。
- ▲表面(パイル地)を体に当てて、使用してください。



商品規格

■オオサキ ソフトシーネ®

一般医療機器 単回使用パッド入り副木: 35357000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))			重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位	内装	外装			
60026	オオサキ ソフトシーネ® 指-S 1本入 25mm×90mm×10mm (手足・指用)	販売単位	25 × 90 × 10	4.5g	30袋 × 12箱	4971032600260 24971032600264 14971032600267	
		内装	300 × 50 × 200	222.7g			
		外装	440 × 410 × 315	2.7kg			
60025	オオサキ ソフトシーネ® 指-M 1本入 25mm×120mm×10mm (手足・指用)	販売単位	25 × 120 × 10	6.7g	30袋 × 12箱	4971032600253 24971032600257 14971032600250	
		内装	300 × 50 × 200	228.7g			
		外装	440 × 410 × 315	3.5kg			
60024	オオサキ ソフトシーネ® 指-L 1本入 25mm×170mm×10mm (手足・指用)	販売単位	25 × 170 × 10	9.9g	30袋 × 12箱	4971032600246 24971032600240 14971032600243	
		内装	300 × 50 × 200	384.7g			
		外装	440 × 410 × 315	4.6kg			
60023	オオサキ ソフトシーネ® 6S 1本入 45mm×150mm×20mm (上肢用)	販売単位	45 × 150 × 20	19.1g	6袋 × 12箱	4971032600239 24971032600233 14971032600236	
		内装	164 × 77 × 128	172.6g			
		外装	507 × 174 × 271	2.0kg			
60022	オオサキ ソフトシーネ® 5S 1本入 45mm×215mm×20mm (上肢用)	販売単位	45 × 215 × 20	28.5g	6袋 × 12箱	4971032600222 24971032600226 14971032600229	
		内装	225 × 77 × 128	243.0g			
		外装	690 × 174 × 271	2.9kg			
60021	オオサキ ソフトシーネ® 4S 1本入 45mm×320mm×20mm (上肢用)	販売単位	45 × 320 × 20	41.8g	6袋 × 12箱	4971032600215 24971032600219 14971032600212	
		内装	328 × 77 × 128	345.0g			
		外装	1000 × 174 × 271	4.1kg			
60020	オオサキ ソフトシーネ® 3S 1本入 60mm×410mm×20mm (上肢用)	販売単位	60 × 410 × 20	73.8g	6袋 × 12箱	4971032600208 24971032600202 14971032600205	
		内装	440 × 75 × 144	571.9g			
		外装	895 × 245 × 303	6.9kg			
60019	オオサキ ソフトシーネ® SS 1本入 70mm×510mm×20mm (上肢用)	販売単位	70 × 510 × 20	100.9g	6袋 × 12箱	4971032600192 24971032600196 14971032600199	
		内装	540 × 75 × 164	755.4g			
		外装	1095 × 245 × 343	9.3kg			
60018	オオサキ ソフトシーネ® S 1本入 80mm×630mm×20mm (上肢用)	販売単位	80 × 630 × 20	133.7g	6袋 × 12箱	4971032600185 24971032600189 14971032600182	
		内装	660 × 75 × 180	1.0kg			
		外装	675 × 470 × 375	12.3kg			
60017	オオサキ ソフトシーネ® M 1本入 90mm×720mm×20mm (下肢用)	販売単位	90 × 720 × 20	233.7g	6袋 × 6箱	4971032600178 24971032600172 14971032600175	
		内装	740 × 75 × 200	1.7kg			
		外装	755 × 245 × 415	10.0kg			
60016	オオサキ ソフトシーネ® L 1本入 100mm×830mm×25mm (下肢用)	販売単位	100 × 830 × 25	292.9g	6袋 × 6箱	4971032600161 24971032600165 14971032600168	
		内装	860 × 95 × 220	2.1kg			
		外装	875 × 305 × 455	12.7kg			
60015	オオサキ ソフトシーネ® LL 1本入 120mm×1130mm×30mm (下肢用)	販売単位	120 × 1130 × 30	467.3g	6袋 × 6箱	4971032600154 24971032600158 14971032600151	
		内装	1144 × 105 × 262	3.3kg			
		外装	1160 × 335 × 539	20.0kg			

■販売名:オオサキ ソフトシーネ ■届出番号:23B2X10001000040 ■特定保健医療材料 056 副木

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。