



ギプス下巻用チューブホータイ

パンネット



通気性・吸湿性に優れた綿100%の
チューブホータイです。



商品特長

1 肌触りがよく、高い吸湿性・通気性

●肌触りがよく、吸湿・通気性の高いコットンを使用しているため、ギプスの下巻きなどに最適です。また、手術時の体温低下の防止にも使用できます。

2 ラテックスフリー

●素材は綿100%でラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心です。


3 識別しやすいカラーバリエーション

●サイズごとに識別しやすいよう、パッケージカラーを色分けしています。




4 手間を省ける取り出し口

●パッケージ側面に取り出し口が付いているため、箱を開けて取り出す手間が省けます。
●パッケージ側面のスケールを使うと、適切な長さが測れて無駄なく使えます。



商品情報

■使用方法



箱の上部を開けて、パンネットの端を側面の取り出し口から出してください。
使用部位に適した長さを取り出し、ハサミでカットしてください。
(側面のスケールを使うと、適切な長さが測れて無駄なく使えます。)

■素材

綿100%
※ラテックスフリー
(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

■バリエーション

種類	規格	
	サイズ(幅×長さ(伸長))	適応部位
2号	5cm×23m	上肢・小児の足用
3号	7.5cm×23m	上肢・下腿用
4号	10cm×23m	下腿・小児頭部用
5号	14cm×23m	大腿・頭部・体幹(小児)用
8号	20cm×23m	体幹・ギプスベッドカバー用

商品規格

■パンネット

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
60963	パンネット 2号 1巻入 5cm×23m 上肢・小児の足用	販売単位 260×260×73	760.0g	16箱	4971032609638
		外装 550×290×640	13.8kg		—
60964	パンネット 3号 1巻入 7.5cm×23m 上肢・下腿用	販売単位 260×260×100	1.1kg	12箱	4971032609645
		外装 550×290×640	12.7kg		—
60965	パンネット 4号 1巻入 10cm×23m 下腿・小児頭部用	販売単位 260×260×120	1.4kg	8箱	4971032609652
		外装 510×290×550	12.6kg		—
60966	パンネット 5号 1巻入 14cm×23m 大腿・頭部・体幹(小児)用	販売単位 260×260×160	1.7kg	6箱	4971032609669
		外装 510×290×550	11.9kg		—
60967	パンネット 8号 1巻入 20cm×23m 体幹・ギプスベッドカバー用	販売単位 260×260×225	2.6kg	4箱	4971032609676
		外装 510×290×550	11.7kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店