



整形外科製品

ギプス関連商品

くるくるパンネット 滅菌くるくるパンネット



簡単に清潔に装着できるチューブホータイです。

商品特長

- 簡単に清潔に装着できるように、くるくる巻いてあります。
- 肌ざわりの良い、吸湿性の高い純綿糸を使用しています。
- 裁断する手間を省いて、すぐ使用できます。

規格

■くるくるパンネット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
60305	くるくるパンネット4号(腕用) 10cm×85cm 20巻入	販売単位	300 × 134 × 205	—	—	4971032603056
		外装	—	—		—
60306	くるくるパンネット5号(足用) 14cm×110cm 20巻入	販売単位	350 × 160 × 226	—	—	4971032603063
		外装	—	—		—

◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌くるくるパンネット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
60336	くるくるパンネット4号(腕用) 10cm×85cm 1巻入(15袋)	販売単位	350 × 160 × 226	—	5箱	4971032603360
		外装	605 × 475 × 350	—		—
60337	くるくるパンネット5号(足用) 14cm×110cm 1巻入(10袋)	販売単位	350 × 160 × 226	—	5箱	4971032603377
		外装	605 × 475 × 350	—		—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社／名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ／<http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail／support@osakimedical.co.jp

取扱店