



ギプス下巻用チューブホータイ

# くるくるパンネット ホワイト 滅菌くるくるパンネット ホワイト



清潔で簡単に装着できる  
ポリエステル素材のチューブホータイです。



## 商品特長

### 1 巻いてあるチューブホータイ

- あらかじめ使いやすい長さに裁断されたチューブホータイが巻かれているため、簡単に装着できます。

### 2 凹凸が少ない

- ホータイの内側に縫い目や段差がないため、指先への負担を軽減します。  
(縫い目を外側にしております。)



### 3 肌触りが良く、高い通気性

- 肌触りが良く、通気性の高いポリエステルを使用しているためムレにくく、ギプスの下巻きなどに適しています。また、手術時の体温低下の防止にも使用できます。

### 4 ラテックスフリー

- 素材はポリエステル100%でラテックスを使用していないため、アレルギーが心配な方も使用できます。

## 商品情報

### ■素材

ポリエステル100%

※ラテックスフリー

(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

## 関連商品



一般医療機器

単回使用パッド入り副木：35357000

**オオサキ ソフトシーネ®**

- クッション性が高く患部にやさしくフィットする副木です。

■販売名:オオサキ ソフトシーネ ■届出番号:23B2X10001000040  
■特定保険医療材料 056 副木

## 商品規格

### ■くるくるパンネット ホワイト

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
61050	くるくるパンネット ホワイト 10×85 20巻入 10cm×85cm	販売単位	300 × 134 × 205	1.1kg	—	4971032610504
		外装	—	—		—
61051	くるくるパンネット ホワイト 14×110 20巻入 14cm×110cm	販売単位	423 × 170 × 200	1.7kg	—	4971032610511
		外装	—	—		—

■製造国:ベトナム

### ■滅菌くるくるパンネット ホワイト

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
61052	滅菌くるくるパンネット ホワイト 10×85 1巻入(15袋) 10cm×85cm	販売単位	350 × 160 × 226	923.0g	5箱	4971032610528
		外装	605 × 475 × 350	5.6kg		—
61053	滅菌くるくるパンネット ホワイト 14×110 1巻入(10袋) 14cm×110cm	販売単位	350 × 160 × 226	972.0g	5箱	4971032610535
		外装	605 × 475 × 350	5.9kg		—

■製造国:ベトナム

◇ 商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。