

腰部固定帯

ウエストガードデラックス



腰部にしっかりフィット!
吸湿性・通気性に優れた腰部固定帯です。



商品特長

快適な着用感


- 吸湿性・通気性に優れた素材を使用しています。
- 全体のフォームを弓なりのカーブにしたため、腰部にフィットします。

しっかり固定


- 2枚のプラスチックステーが、腰部に沿うようにしっかり支えます。
- 補助ベルトにより腹圧を上昇させ、腰部のストレスを軽減するとともに、フィット性が向上します。

商品情報


装着方法



1 本体両側を外側に引っ張りながら体に巻きつけ、ワンタッチテープをしっかり止めます。



2 補助ベルトを引っ張り、ワンタッチテープをしっかり止めます。




3 ゆるみやズレがないか確認してください。

バリエーション

種類	胴囲	サイズ(高さ×幅)
S	65cm～75cm	21cm×86cm
M	75cm～85cm	21cm×96cm
L	85cm～95cm	21cm×107cm
LL	95cm～105cm	21cm×110cm
3L	105cm～115cm	21cm×114cm

規格



素材

ポリエステル、ナイロン、綿、ポリウレタン、ポリアセタール、EVA、ポリプロピレン、天然ゴム

商品規格

ウエストガードデラックス

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
60600	ウエストガードデラックス S 胴囲 65cm～75cm 1枚入	販売単位 224 × 44 × 157	225.0g	20箱	4971032606002 14971032606009
		外装 480 × 240 × 330	5.2kg		
60601	ウエストガードデラックス M 胴囲 75cm～85cm 1枚入	販売単位 224 × 44 × 157	248.0g	20箱	4971032606019 14971032606016
		外装 480 × 240 × 330	5.4kg		
60602	ウエストガードデラックス L 胴囲 85cm～95cm 1枚入	販売単位 224 × 44 × 157	272.0g	20箱	4971032606026 14971032606023
		外装 480 × 240 × 330	5.8kg		
60603	ウエストガードデラックス LL 胴囲 95cm～105cm 1枚入	販売単位 224 × 44 × 157	277.0g	20箱	4971032606033 14971032606030
		外装 480 × 240 × 330	6.2kg		
60604	ウエストガードデラックス 3L 胴囲 105cm～115cm 1枚入	販売単位 224 × 44 × 157	284.0g	20箱	4971032606040 14971032606047
		外装 480 × 240 × 330	6.4kg		

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

*規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店