



腰部固定帯

ウエストベルトメッシュ



メッシュ素材で通気性アップ!
伸縮性に優れた腰部固定帯です。



整形外科製品

腰部固定帯

商品特長

ムシないメッシュ素材

- 通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地を使用しています。

しっかり固定

- アルミステーと補助ベルトで、しっかり固定できます。
- 2枚のアルミステーは、腰部に沿うように曲げることができ、しっかり支えます。また、2枚のアルミステーは腰部の改善度合いによって、取り外すことができます。

補助ベルトでしっかりフィット

- 補助ベルトにより腹圧を上昇させ、腰部のストレスを軽減するとともに、フィット性が向上します。

関連商品



ウエストガードデラックス

- 腰部にしっかりフィットし、吸湿性・通気性に優れた腰部固定帯です。
- 2枚のプラスチックステーを使用しています。

商品規格

■ウエストガードメッシュ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位				
60710	ウエストベルトメッシュ S 60cm~70cm(胴廻り) 1枚入	販売単位	245 × 50 × 126	200.0g	30箱	4971032607108
		外装	635 × 250 × 310	6.9kg		14971032607105
60711	ウエストベルトメッシュ M 70cm~80cm(胴廻り) 1枚入	販売単位	245 × 50 × 126	210.0g	30箱	4971032607115
		外装	635 × 250 × 310	7.2kg		14971032607112
60712	ウエストベルトメッシュ L 80cm~90cm(胴廻り) 1枚入	販売単位	245 × 50 × 126	225.0g	30箱	4971032607122
		外装	635 × 250 × 310	7.6kg		14971032607129
60713	ウエストベルトメッシュ LL 90cm~100cm(胴廻り) 1枚入	販売単位	245 × 50 × 126	235.0g	30箱	4971032607139
		外装	635 × 250 × 310	7.9kg		14971032607136
60714	ウエストベルトメッシュ 3L 100cm~110cm(胴廻り) 1枚入	販売単位	245 × 50 × 126	250.0g	30箱	4971032607146
		外装	635 × 250 × 310	8.4kg		14971032607143

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店