



外科製品

シート外科・マット

検診用シート

検診用ロールシート

ノンスリップタイプ



滑り止め加工を施した、吸収防水タイプの
検診用ロールシートです。

オオサキ 検診用ロールシート ノンスリップタイプ



外科製品

シーツ外科・マット

商品特長

1 吸水防水シート

- 不織布にラミネート加工を施してあり、水分を吸収しモレを防止します。

2 滑りにくい

- 滑り止め加工を施しているため、滑りにくくなっています。

3 処置・検査時に


- 内診時や簡単な処置・検査時に、防水シートとして使用できます。
- 37cm幅は、ほとんどの産婦人科検診台に対応可能です。

4 ミシン目入り

- ロール状のシートに、定長(30cm・50cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。

5 使い分けができる2色展開

- 37cm幅はやわらかいグリーン・ピンクの2色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
- ゴミの軽減が図れるシュリンク包装です。



グリーン



ピンク

関連商品




オオサキ 検診用シート

- 使いやすいサイズにカットした、吸水防水タイプの検診用シートです。



オオサキ 検診用ロールシートホルダー

- 回診車に取り付けられる、検診用ロールシートホルダーです。
- 直径5cm以内のポールに掛ける事ができます。
- 34.5cm幅と37cm幅の検診用ロールシートに対応しています。



商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
84135	オオサキ 検診用ロールシート NS 3730 グリーン 1巻入 37cm×30cm 120回分	販売単位 370 × 80 × 80	560.0g	16個	4971032841359
		外装 336 × 395 × 331	9.6kg		
84134	オオサキ 検診用ロールシート NS 3730 ピンク 1巻入 37cm×30cm 120回分	販売単位 370 × 80 × 80	560.0g	16個	4971032841342
		外装 336 × 395 × 331	9.6kg		
84117	オオサキ 検診用ロールシート NS 5850 グリーン 1巻入 58cm×50cm 72回分	販売単位 580 × 80 × 80	850.0g	12個	4971032841175
		外装 331 × 608 × 251	10.8kg		

■素材:[吸収材]クレープ紙 [防水材]ポリエチレン

◇商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オンラインサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。