

一般医療機器

カテーテル関連血流感染予防セット

MSBプリコーションセットCV



外科製品

外科キット用品

E.O.G.



せん し
CVC穿刺時に、CR-BSI (カテーテル関連血流感染) の
発生予防を目的としたセットです。



商品特長

1 必要な部材をワンセット化

- CDCガイドラインカテゴリー - IBで強く勧告されている「CVC穿刺時に使用する用品 (キャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープ)」をワンセットにしました。

2 準備が簡単で使いやすい

- マキシマルバリアプリコーションに必要な部材が、使用する順にセットされているため、そのまま使用でき便利です。

3 サージカルガウン使用

- ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。

4 シーツの特長

1. 挿入方向が分かりやすい

- CV用シートは半透明のため、患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。

2. 十分な大きさ

- 120cm×180cmのサイズで十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。

3. 清潔に操作ができる

- CV用シートは、穴から裾までの長さが120cmと十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。

商品情報

■ セット内容



※ CV用シート1218AT9とサージカルガウンは滅菌ラップに包まれています。

■ マスク・キャップの装着／滅菌ラップの展開



■ 滅菌ガウン・手袋の装着



■ ドレープの展開



商品規格

■ MSBプリコーションセットCV

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ: 35531000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
55004	MSBプリコーションセットCV 1218AT9-M 1組入(10袋) サージカルマスク、モブキャップ、サージカルガウンM、CV用シート1218AT9	販売単位 285 × 308 × 375	—	—	4971032550046 —
55005	MSBプリコーションセットCV 1218AT9-L 1組入(10袋) サージカルマスク、モブキャップ、サージカルガウンL、CV用シート1218AT9	販売単位 285 × 308 × 375	—	—	4971032550053 —
55006	MSBプリコーションセットCV 1218AT9-LL 1組入(10袋) サージカルマスク、モブキャップ、サージカルガウンLL、CV用シート1218AT9	販売単位 285 × 308 × 375	—	—	4971032550060 —

■販売名:オオサキMSBプリコーションセット ■届出番号:23B2X10001000055

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本 社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052) 501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店