



外科製品

外科シーツ・マット

ディスポーザブル吸水防水マット

メディマットライト 滅菌メディマットライト



多目的に使用できる、吸水性に優れた
ディスポーザブルマットです。




外科製品

外科シート・マット

商品特長

1 素早くたっぷり吸水・保水

- 高吸収ポリマーにより、多量の湿性生体物質（血液、体液など）を素早く吸収・保水します。



- ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。



※拡散のイメージ

2 逆戻りが少ない

- 吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。

3 豊富なバリエーション

- 使用用途に合わせてさまざまな規格があります。

サイズと吸収量

3345 33cm×45cm 15g/枚 吸収量300mL	4560 45cm×60cm 30g/枚 吸収量600mL	4560 60cm×90cm 60g/枚 吸収量1100mL	90120 90cm×120cm 115g/枚 吸収量2000mL	90150 90cm×150cm 145g/枚 吸収量2500mL	90180 90cm×180cm 170g/枚 吸収量3000mL	90200 90cm×200cm 195g/枚 吸収量3300mL
---	---	--	---	---	---	---

商品情報

■使用用途

シーン	用途	
看護	病棟	創傷や陰部洗浄時の吸収に／ベッドシートとして尿などの吸収に／嘔吐物の吸収に
	手術室	血液、体液、洗浄用生食の吸収に／手術台下の汚染防止に
	外来	外来ベッドの汚染防止に
	内視鏡室	検査時の体液、洗浄液の吸収に
	産婦人科	児受けとして／分娩後のベッドやシートの汚染防止に
	透析	透析室のベッドやシートの汚染防止に
救急	ストレッチャーの汚染防止に※	
介護	おむつ交換時に／ポータブルトイレの下敷きに	

⚠ 本品は移乗用具として使用することはできません。

商品規格

■メディマットライト

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
		販売単位				
84268	メディマットライト 3345 100枚入 33cm×45cm	販売単位	300×220×155	1.6kg	6袋	4971032842684 14971032842681
		外装	490×470×345	10.3kg		
84255	メディマットライト 4560 50枚入 45cm×60cm	販売単位	370×205×150	1.6kg	6袋	4971032842554 14971032842551
		外装	475×440×425	10.5kg		
84256	メディマットライト 6090 30枚入 60cm×90cm	販売単位	225×295×200	2.0kg	4袋	4971032842561 14971032842568
		外装	525×315×425	8.6kg		
84262	メディマットライト 90120 10枚入 90cm×120cm	販売単位	305×305×85	1.1kg	6袋	4971032842622 14971032842629
		外装	620×300×360	8.1kg		
84263	メディマットライト 90150 10枚入 90cm×150cm	販売単位	305×250×135	1.5kg	6袋	4971032842639 14971032842636
		外装	620×260×470	10.1kg		
84276	メディマットライト 90180 10枚入 90cm×180cm	販売単位	305×295×135	1.7kg	6袋	4971032842769 14971032842766
		外装	620×310×470	11.8kg		
84277	メディマットライト 90200 10枚入 90cm×200cm	販売単位	305×330×135	1.9kg	4袋	4971032842776 14971032842773
		外装	620×340×320	8.6kg		

◇商品は全てオープン価格です。

■滅菌メディマットライト

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
		販売単位				
84269	滅菌メディマットライト S3345-1 1枚入(50袋) 33cm×45cm	販売単位	320×240×250	1.0kg	4箱	4971032842691 —
		外装	320×480×500	4.3kg		
84258	滅菌メディマットライト S4560-1 1枚入(25袋) 45cm×60cm	販売単位	240×250×320	1.0kg	4箱	4971032842585 —
		外装	320×480×500	4.1kg		
84259	滅菌メディマットライト S6090-1 1枚入(25袋) 60cm×90cm	販売単位	285×308×375	2.3kg	—	4971032842592 —
		外装	—	—		
84266	滅菌メディマットライト S90120-1 1枚入(10袋) 90cm×120cm	販売単位	290×200×395	1.8kg	—	4971032842660 —
		外装	—	—		

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。