



外科製品

外科シーツ・マット

ディスポーザブル吸水防水マット

メディマット 滅菌メディマット



多目的に使用できる、吸水性に優れた
ディスポーザブルマットです。



外科製品


外科シーツ・マット

商品特長

1 素早くたっぷり吸水・保水

- 高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質（血液、体液など）を素早く吸収・保水します。


断面図



- ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。(S・M・Lサイズのみ)

2 逆戻りが少ない


- 吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。



3 豊富なバリエーション

- 使用用途に合わせてさまざまな規格があります。

サイズと吸収量



商品情報

■使用用途

シーン	用途	
看護	病棟	創傷や陰部洗浄時の吸収に／ベッドシーツとして尿などの吸収に／嘔吐物の吸収に
	手術室	血液、体液、洗浄用生食の吸収に／手術台下の汚染防止に
	外来	外来ベッドの汚染防止に
	内視鏡室	検査時の体液、洗浄液の吸収に
	産婦人科	児受けとして／分娩時の血液、羊水の吸収に／分娩後のベッドやシーツの汚染防止に
	透析	透析室のベッドやシーツの汚染防止に
救急	ストレッチャーの汚染防止に※	
介護	おむつ交換時に／ポータブルトイレの下敷きに	

⚠ 本品は移乗用具として使用することはできません。

商品規格

■メディマット

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
84206	メディマット S 100枚入 32cm×45cm	販売単位	400 × 220 × 150	1.1kg	6袋	4971032842066 14971032842063
		外装	480 × 440 × 430	8.1kg		
84207	メディマット M 50枚入 44cm×60cm	販売単位	225 × 410 × 150	1.5kg	6袋	4971032842073 14971032842070
		外装	490 × 415 × 470	10.1kg		
84208	メディマット L 20枚入 60cm×90cm	販売単位	255 × 295 × 205	1.7kg	4袋	4971032842080 14971032842087
		外装	540 × 300 × 420	11.8kg		
84216	メディマット LL 20枚入 90cm×200cm	販売単位	700 × 400 × 500	10.8kg	—	4971032842165
84223	メディマット SL 30枚入 22cm×63cm	販売単位	290 × 200 × 200	1.2kg	6袋	4971032842233 14971032842230
		外装	620 × 400 × 300	8.4kg		

◇商品は全てオープン価格です。

■滅菌メディマット

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
84209	滅菌メディマット S 1枚入(50袋) 32cm×45cm	販売単位	240 × 250 × 320	1.5kg	4箱	4971032842097 —
		外装	320 × 480 × 500	6.7kg		
84210	滅菌メディマット M 1枚入(25袋) 44cm×60cm	販売単位	240 × 250 × 320	1.5kg	4箱	4971032842103 —
		外装	320 × 480 × 500	6.7kg		
84211	滅菌メディマット L 1枚入(25袋) 60cm×90cm	販売単位	285 × 308 × 375	3.5kg	—	4971032842110
84219	滅菌メディマット LL 1枚入(20袋) 90cm×200cm	販売単位	368 × 605 × 620	13.6kg	—	4971032842196
84224	滅菌メディマット SL 1枚入(30袋) 22cm×63cm	販売単位	240 × 250 × 320	1.6kg	4箱	4971032842240 —
		外装	320 × 480 × 500	7.1kg		

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。