




ディスポーザブル吸水防水シーツ

# メディシーツ



多目的に使用できる、強度と防水性に優れたディスポーザブルタイプの吸水防水シーツです。




外科製品

外科シーツ・マット

## 商品特長

### 1 破れにくく、モレにくい

- 強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質（血液・体液など）による汚染防止に適しています。



### 2 吸水面と防水面を見分けやすい

- 防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。



### 3 豊富なサイズバリエーション

#### 〈カットタイプ〉

- 使用用途に合わせて豊富なサイズバリエーションから選択できます。
- コンパクトに折り畳まれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。

#### 〈ロールタイプ〉

- 使用用途に合わせて長さに、ハサミでカットできます。


## 商品情報

### ■素材

吸収材：ポリプロピレン

防水材：ポリエチレン

#### 断面図



## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57210	メディシーツ 5060 ブルー 10枚入 50cm×60cm	販売単位   130 × 30 × 205	180.0g	60袋	4971032572109
		外装   435 × 270 × 435	11.5kg		
57211	メディシーツ 90100 ブルー 10枚入 90cm×100cm	販売単位   160 × 65 × 205	525.0g	20袋	4971032572116
		外装   450 × 320 × 340	11.1kg		
57212	メディシーツ 100120 ブルー 10枚入 100cm×120cm	販売単位   255 × 60 × 155	660.0g	16袋	4971032572123
		外装   545 × 265 × 345	11.6kg		
57213	メディシーツ 100150 ブルー 10枚入 100cm×150cm	販売単位   200 × 80 × 205	870.0g	12袋	4971032572130
		外装   445 × 265 × 415	11.2kg		
57214	メディシーツ 100180 ブルー 10枚入 100cm×180cm	販売単位   230 × 80 × 205	1.0kg	10袋	4971032572147
		外装   435 × 440 × 255	11.0kg		
57215	メディシーツ 100210 ブルー 10枚入 100cm×210cm	販売単位   265 × 80 × 205	1.2kg	10袋	4971032572154
		外装   435 × 425 × 295	12.8kg		
57229	メディシーツ 100240 ブルー 10枚入 100cm×240cm	販売単位   310 × 80 × 205	1.3kg	8袋	4971032572291
		外装   430 × 340 × 320	11.1kg		
57230	メディシーツ 120210 ブルー 10枚入 120cm×210cm	販売単位   265 × 115 × 205	1.4kg	8袋	4971032572307
		外装   435 × 425 × 295	12.1kg		
57216	メディシーツ ロール 100100m ブルー 1巻入 100cm×100m	販売単位   1000 × 160 × 160	6.0kg	2個	4971032572161
		外装   1025 × 175 × 335	13.0kg		

◇商品は全てオープン価格です。

 **Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。