



外科製品

外科シート・マット

ディスポーザブル吸水・防水シート

ノンスリップシート 滅菌ノンスリップシート



滑り止め加工を施した、吸水・防水タイプの
不織布製ラミネートシートです。



外科製品

外科シート・マット


商品特長

1 滑り止め加工

- 滑り止め加工を施してあるため、診察台や汚染されやすい床などに、テープを使用することなく簡単に使用できます。

2 吸水・防水シート

- モレを防止するため、2重にラミネートをしてピンホールをなくした、吸水・防水シートです。



関連商品



メディマット / 滅菌メディマット

- 多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルタイプのマットです。



マイティシートE / 滅菌マイティシートS

- 多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシートです。

商品規格

ノンスリップシート

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
50200	ノンスリップシート 1枚入 80cm×200cm	販売単位	293 × 205 × 10	125g	10袋×10包	4971032502007
		内装	296 × 208 × 95	1.3kg		—
		外装	430 × 470 × 311	13kg		—
55002	ノンスリップシート 10枚入 100cm×120cm	販売単位	255 × 155 × 95	880g	10袋	4971032550022
		外装	335 × 470 × 275	9.2kg		—
50201	ノンスリップシート 1枚入 100cm×200cm	販売単位	286 × 250 × 10	151g	10袋×10包	4971032502014
		内装	296 × 258 × 95	1.5kg		—
		外装	525 × 470 × 311	15.7kg		—
50202	ノンスリップシート 1本入 100cm×50m ロール	販売単位	140 × 1015 × 140	2.0kg	5包	4971032502021
		外装	1020 × 310 × 450	12.0kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。

滅菌ノンスリップシート

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
55001	滅菌ノンスリップシート 1枚入 100cm×120cm	販売単位	200 × 340 × 10	93.0g	25袋×4箱	4971032550015
		内装	240 × 250 × 320	2.4kg		—
		外装	425 × 480 × 335	10.2kg		14971032550012

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店