



外科製品

デュースポージブル  
メディカルプロダクツ

アイソレーションガウン

# オオサキアイソレーションガウン



簡単に着用でき、看護介護用・患者用など  
幅広く使用できる簡易予防衣です。



外科製品

メディスン  
ポータブル  
デバイス  
プロダクト

## 商品特長

### バリア性・撥水性に優れ、軽量で動きやすい

#### SMSタイプ

- 当社従来品(PPスパンボンド製)よりも、血液や体液などのバリア性に優れています。
- 身丈120cmのロング丈で、広範囲を防御できます。
- 軽量で通気性にも優れています。

#### PEタイプ

- バリア性に優れているため、化学療法薬剤(抗がん剤)調製時や看護介護時など幅広い場面で使用できます。
- 化学療法薬剤(抗がん剤)での耐浸透テストを実施済みです。
- 前面・腕部にラミネート加工をしているため、撥水性に優れています。  
※背面はラミネート加工していないため、通気性に優れています。
- 身丈125cmのロング丈で、広範囲を防御できます。



SMSタイプ



PEタイプ

### かんたん着用

- 手術用ガウンのように畳まれているため、簡単に着用できます。

## 商品情報

### バリエーション

規格	種類	身丈	袖丈
SMSタイプ	フリー	120cm	60cm
	S		53cm
PEタイプ	フリー	125cm	65cm

### 素材

〈SMS〉本体:ポリプロピレン不織布 袖口:ポリエステル  
 〈PE〉本体:ポリプロピレン不織布、ポリエチレンラミネート  
 袖口:ポリエステル  
 ※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

## 商品規格

### オオサキアイソレーションガウン SMS

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
51030	オオサキアイソレーションガウン SMS ブルー 袖口付 フリーサイズ ロング 5枚入	販売単位   230 × 110 × 200	320.0g	12袋	4971032510309 14971032510306
		外装   570 × 180 × 480	4.8kg		
51031	オオサキアイソレーションガウン SMS イエロー 袖口付 フリーサイズ ロング 5枚入	販売単位   230 × 110 × 200	320.0g	12袋	4971032510316 14971032510313
		外装   570 × 180 × 480	4.8kg		
51032	オオサキアイソレーションガウン SMS ピンク 袖口付 Sサイズ ロング 5枚入	販売単位   230 × 110 × 200	315.0g	12袋	4971032510323 14971032510320
		外装   570 × 180 × 480	4.7kg		

### 滅菌オオサキアイソレーションガウン SMS

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
51034	滅菌オオサキアイソレーションガウン SMS ブルー 袖口付 フリーサイズ ロング 1枚入(50袋)	販売単位   605 × 475 × 350	4.6kg	—	4971032510347
51035	滅菌オオサキアイソレーションガウン SMS イエロー 袖口付 フリーサイズ ロング 1枚入(50袋)	販売単位   605 × 475 × 350	4.6kg	—	4971032510354
51036	滅菌オオサキアイソレーションガウン SMS ピンク 袖口付 Sサイズ ロング 1枚入(50袋)	販売単位   605 × 475 × 350	4.6kg	—	4971032510361

### オオサキアイソレーションガウン PE

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
51026	オオサキアイソレーションガウン PE 袖口付 前面・腕部PEラミネート加工 フリーサイズ 10枚入	販売単位   380 × 260 × 120	900.0g	10袋	4971032510262 —
		外装   560 × 420 × 380	9.3kg		

### 滅菌オオサキアイソレーションガウン PE

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
51028	滅菌オオサキアイソレーションガウン PE 袖口付 前面・腕部PEラミネート加工 フリーサイズ 1枚入(100袋)	販売単位   645 × 430 × 380	11.2kg	—	4971032510286

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221  
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店