



外科製品

PPE

ディスポーザブルエプロン

プラスチックエプロン 袖なし



血液・体液などから医療従事者を守る
着用しやすい防水プラスチックエプロンです。

オオサキ プラスチックエプロン 袖なし



外科製品

PPE

商品特長

1 優れた経済性

- 湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。
- 首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。
- PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。

2 展開しやすく簡単着用

- エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。(下記「■着衣方法」参照)

3 選べるカラーバリエーション

- 使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。

ホワイト

ブルー


ピンク

商品情報


■着衣方法




エプロンを取り出し、○の部分を持つと、簡単に広げることができます。二ツ折になっているため、広げて使用してください。




首部を開いて首にかけ、腰紐を後ろで結びます。腰紐を広げます。



■脱衣方法



首紐を後ろで切り、胸部分を前に垂らします。



裾の左右から裏側へ手を入れ、汚染部に触れないように内側に畳みます。腰紐を切り、左右から内側へ折り畳んでください。

関連商品



横置き

ステンレス 2609T



縦置き

プラスチック 2509S



オオサキ PPEホルダー ステンレスタイプ

- 強度・耐薬性が高いステンレス材を使用した、安全性と機能性に優れたPPE(个人防护具)専用ホルダーです。
- ステンレス線材を使用しているため、ホルダーにほこりなどがたまりにくいです。

オオサキ PPEホルダー プラスチックタイプ

- 軽量・耐薬性が高いPET素材を使用した、安全性と機能性に優れたPPE(个人防护具)専用ホルダーです。
- 掃除がしやすい構造で、ほこりなどが溜まりにくいよう、底面に排出口を設けています。

商品規格

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57127	オオサキ プラスチックエプロン 袖なし フリー ホワイト 100枚入 身丈120cm×幅72cm	販売単位 250 × 85 × 130	1.0kg	10箱	4971032571270
		外装 450 × 270 × 275	10.6kg		14971032571277
57128	オオサキ プラスチックエプロン 袖なし フリー ブルー 100枚入 身丈120cm×幅72cm	販売単位 250 × 85 × 130	1.0kg	10箱	4971032571287
		外装 450 × 270 × 275	10.6kg		14971032571284
57129	オオサキ プラスチックエプロン 袖なし フリー ピンク 100枚入 身丈120cm×幅72cm	販売単位 250 × 85 × 130	1.0kg	10箱	4971032571294
		外装 450 × 270 × 275	10.6kg		14971032571291

◇ 商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。