



処置用シートホルダー

オオサキ ロールシートホルダー



ディスポロールシートが
衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。



外科製品

その他外科

商品特長

1 衛生的に使用可能

- ディスポールシートを汚れなどから守り、衛生的に使用・保管ができる、専用ホルダーです。シートを直接床などに置かないため、衛生的です。
- ほこりなどが付着しにくい、帯電防止素材を使用しています。
- アルコールや第四級アンモニウム塩、次亜塩素酸ナトリウムで拭くことができ、清潔に使用できます。

2 短時間でかんたんに使用可能

- ホルダーからシートを引き出すだけで、短時間で簡単に敷くことができます。

3 選べる設置方法

- 蓋を閉めると芯棒がロックされる特殊構造のため、タテ・ヨコ向きのどちらでも使用可能です。
- 専用の設置用品を使用すると、壁やベッドなどに設置でき、スペースを取りません。

4 安全性を考慮した設計

- 軽量で角がないデザインのため、安全に使用できます。

■ “マグネット” “ネジ+ナット・プレート” による設置イメージ (タテ・ヨコ向き)



ヨコ向き



タテ向き

■ “ベルト” による設置イメージ




商品情報

■ 素材

本体：ポリプロピレン
ネジ：ステンレス鋼
芯棒：ポリ塩化ビニル

■ 規格 (外寸法)



関連情報



ノンスリップシートE ロール

- 滑り止め加工を施したロールタイプの吸水・防水シートです。
- 滑り止め加工により、診察台や床などへの使用時に滑りにくく、患者がシートの上で動いてもズレにくいです。

商品規格

■ オオサキ ロールシートホルダー

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57056	オオサキ ロールシートホルダー 80cm用 1個入 85cm×17cm×17cm (適応サイズ 直径13cm×幅80cm以下)	販売単位 890 × 205 × 205	1.9kg	4箱	4971032570563
		外装 905 × 440 × 430	8.7kg		

◇ 商品はすべてオープン価格です。

■ オオサキ ホルダー用 設置用品

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57057	オオサキ ロールシートホルダー 80cm用ベルト 1組入 ネジ2個付	販売単位 600 × 155 × 5	100.0g	20袋	4971032570570
		外装 620 × 185 × 180	2.4kg		
74613	オオサキ ホルダー用マグネット 2個入 3.5cm×0.9cm ネジ2個付	販売単位 90 × 130 × 25	146.3g	30袋 × 2箱	4971032746135
		内装 280 × 63 × 170	4.5kg		
		外装 298 × 147 × 190	9.1kg		
74614	オオサキ ホルダー用壁付ネジ 4本入 アンカー 4個付	販売単位 90 × 65 × 10	15.2g	50袋 × 6包	4971032746142
		内装 290 × 275 × 50	774.0g		
		外装 365 × 170 × 250	5.1kg		
57058	オオサキ ホルダー用壁付ボルト・ナットプレート 4組入 ネジ穴4mm ボルト穴5mm	販売単位 120 × 70 × 10	39.0g	250袋	4971032570587
		外装 305 × 215 × 163	10.0kg		

◇ 商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。