



外科製品

PPE

医療用マスク

プロフェッショナルマスクI オメガ **ネイビー**



フェイスシールド装着時にマスクの映り込みを
軽減するサージカルマスクです。



外科製品

PPE

商品特長

1 フェイスシールドへの映り込みが少なくクリアな視界

- 低反射色のネイビーのため、フェイスシールドなどを装着した際に反射しにくくなっています。
- マスクの映り込みが少ないため、長時間フェイスシールドなどを装着した際のストレスを軽減します。



2 医療現場で違和感のないネイビーカラー


- 落ち着いたネイビーカラーは清潔感があり、患者様に威圧感を与えることなく周囲に馴染みます。

3 優れたバリア性

- バリア性に優れたフィルタを使用しており、病棟や外来、検査室など、幅広く使用できます。

4 呼吸しやすい“オメガ形状プリーツ”※1

- オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。
 - 広がったプリーツが、口まわりまでしっかり覆います。
- ※1: プリーツを広げる際、中央から上下に広がる形状です。



5 しっかりフィット

- フィット性の高いノーズフィッターを使用しているため、メガネやフェイスシールドなどが曇りにくくなっています。
- フィット性が高く、感染・風邪・花粉対策にも適しています。

商品情報

■ JIS T9001適合審査合格品

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスI 規格適合番号 M12109043						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	(区分1)	10.6kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率
BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

■ 推奨使用シーン

使用部署	クラスI	クラスII	クラスIII
病棟	●	●※2	—
外来	●	●	—
検査室※3	●	●	●
救急科・ICU	—	●※4	●
手術室	—	—	●

※2: 口腔ケア・おむつ交換時など、飛散しやすい処置時

※3: MRI 検査時を除く

※4: 小さな創傷、治りかけの創傷、極少量の血液飛散が想定される場合

■ 素材

本体: ポリプロピレン
ノーズフィッター: 鉄、ポリエチレン
ゴム紐: ポリエステル、ポリウレタン
※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

⚠ MRI検査時は使用しないでください。ノーズフィッターが鉄素材のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

関連商品



ICグラス®I、ICグラス®II、ICグラス®III、ICグラス®FS

- 眼への血液や体液曝露による飛沫感染を防ぐアイウェアシリーズです。
- フレーム先端に穴が開いているため、フックなどに掛けて保管できます (IとIIは直径4mmまで、IIIは直径5mmまでのフックに対応しています)。
- リユースが可能です。

⚠ ICグラスIおよびICグラスIIには、レンズが付属していません。別売のレンズが必要になります。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名簿/JANコード	JANコード/ITFコード
51423	プロフェッショナルマスクI オメガゴム紐 フリー ネイビー 50枚入 9cm×17cm	販売単位 180 × 90 × 100 外表 520 × 380 × 380	177.0g 7.9kg	40箱	プロマスクオスカI N V 4 971032 514239	4971032514239 14971032514236

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。