



外科製品

PPE

医療用マスク

ふ しょく ふ
不織布マスク
こども用



鼻や口を圧迫せず、呼吸がしやすい
オメガ形状プリーツの小児用マスクです。





外科製品

PDF


商品特長

1 小児に適したサイズ

- 小学校低学年程度までの小児に適した小さめサイズの不織布マスクです。

2 呼吸しやすい“オメガ形状プリーツ”※1


- オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。
- 広がったプリーツが、口まわりまでしっかり覆います。



※1：プリーツを広げる際、中央から上下に広がる形状です。

3 やさしい肌ざわり

- やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。
- マスクの両サイドを不織布で覆い、シール処理しているため、肌に触れても痛みありません。




4 使用シーンに配慮したパッケージデザイン かわいらしいパッケージ

- 小児向けのかわいらしいパッケージで、受付や診察室の雰囲気をやわらげます。
- マスクを着けた笑顔の動物のパッケージイラストで、マスク着用への抵抗感を減らします。


ユニバーサルデザイン

- 小児でも読めるように、着用方法の説明には“ふりがな”をふっています。



5 置き方が選べる

- フタを切り取ると、箱を縦置きできるため、省スペースに置きたい場合や狭い場所でも便利です。



商品情報


JIS T9001適合審査合格品

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスI 規格適合番号 M12109044						
適合番号発行元：JHPJA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液/ウイルス	安全衛生
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	(区分1)	10.6kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率
BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

着用方法

下のイラストの様に、二本線を上にして、ゴムの付け位置が外側になる様に着けてください。



製品仕様

7.5cm×12cm

素材

本体：ポリプロピレン
耳紐：ポリエステル、ポリウレタン
※ラテックスフリー
(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
51418	SF 不織布マスク こども用 ホワイト 50枚入 7.5cm×12cm	販売単位	135 × 98 × 80	109.0g	40箱	4971032514185
		外装	425 × 418 × 290	4.9kg		14971032514182

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。