

一般医療機器




外科製品

デュスポーザブル
メディカルプロダクツ

E.O.G.

滅菌オオサキドレープ



バクテリアバリア性に優れた、吸収・防水タイプの
滅菌済ドレープです。

滅菌オオサキドレープF



外科製品

メディスン
ディスポーザブル
プロダクト

E.O.G.

商品特長

- 綿布に較べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。
- 長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
- 用途にあわせた規格があります。

商品規格

滅菌オオサキドレープF

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ : 35531000 E.O.G.

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
50868	滅菌オオサキドレープF 606 1枚入(50袋) 60cm×60cm	販売単位 225 × 270 × 5	34.3g	4箱	4971032508689
		内装 445 × 165 × 280	2.5kg		—
		外装 590 × 360 × 465	11.1kg		—
50870	滅菌オオサキドレープF 909 1枚入(50袋) 90cm×90cm	販売単位 170 × 320 × 15	65.0g	2箱	4971032508702
		内装 350 × 300 × 310	4.0kg		—
		外装 650 × 325 × 370	9.1kg		—
50871	滅菌オオサキドレープF 912 1枚入(50袋) 90cm×120cm	販売単位 280 × 300 × 10	87.9g	2箱	4971032508719
		内装 495 × 310 × 335	5.2kg		—
		外装 515 × 650 × 353	11.4kg		—
50872	滅菌オオサキドレープF 918 1枚入(25袋) 90cm×180cm	販売単位 310 × 350 × 20	129.1g	2箱	4971032508726
		内装 350 × 300 × 310	4.0kg		—
		外装 650 × 323 × 370	9.1kg		—
50873	滅菌オオサキドレープF 1212 1枚入(50袋) 120cm×120cm	販売単位 225 × 400 × 15	113.9g	2箱	4971032508733
		内装 453 × 310 × 410	6.5kg		—
		外装 473 × 650 × 428	14.0kg		—
50875	滅菌オオサキドレープF 1215 1枚入(25袋) 120cm×150cm	販売単位 310 × 400 × 20	143.7g	2箱	4971032508757
		内装 405 × 338 × 315	4.4kg		—
		外装 660 × 373 × 425	9.8kg		—
50876	滅菌オオサキドレープF 1218 1枚入(25袋) 120cm×180cm	販売単位 310 × 400 × 30	168.9g	2箱	4971032508764
		内装 405 × 338 × 315	5.0kg		—
		外装 660 × 373 × 425	11.0kg		—
50877	滅菌オオサキドレープF 1220 1枚入(25袋) 120cm×200cm	販売単位 310 × 400 × 30	185.7g	2箱	4971032508771
		内装 405 × 338 × 315	5.4kg		—
		外装 660 × 373 × 425	11.9kg		—
50879	滅菌オオサキドレープF 1515 1枚入(25袋) 150cm×150cm	販売単位 280 × 380 × 30	172.8g	2箱	4971032508795
		内装 405 × 338 × 315	5.1kg		—
		外装 660 × 373 × 425	11.2kg		—
50880	滅菌オオサキドレープF 1518 1枚入(20袋) 150cm×180cm	販売単位 310 × 400 × 30	206.7g	2箱	4971032508801
		内装 405 × 338 × 315	4.9kg		—
		外装 660 × 373 × 425	10.9kg		—
50881	滅菌オオサキドレープF 1520 1枚入(20袋) 150cm×200cm	販売単位 310 × 400 × 30	227.7g	2箱	4971032508818
		内装 405 × 338 × 315	5.4g		—
		外装 660 × 373 × 425	11.7kg		—
50886	滅菌オオサキドレープF 606A63 1枚入(50袋) 60cm×60cm(6.3cm丸穴)	販売単位 225 × 270 × 5	34.3g	4箱	4971032508863
		内装 285 × 220 × 236	2.5kg		—
		外装 505 × 470 × 300	11.1kg		—
50888	滅菌オオサキドレープF 606A12 1枚入(50袋) 60cm×60cm(12cm丸穴)	販売単位 225 × 270 × 5	34.2g	4箱	4971032508887
		内装 285 × 220 × 236	2.5kg		—
		外装 505 × 470 × 300	11.0kg		—
50896	滅菌オオサキドレープF 909A12 1枚入(50袋) 90cm×90cm(12cm丸穴)	販売単位 225 × 270 × 10	67.4g	2箱	4971032508962
		内装 450 × 234 × 277	4.2kg		—
		外装 470 × 497 × 295	9.3kg		—
50891	滅菌オオサキドレープF 606AT63 1枚入(50袋) 60cm×60cm(6.3cm丸穴テープ付)	販売単位 225 × 270 × 5	36.1g	4箱	4971032508917
		内装 285 × 236 × 220	2.6kg		—
		外装 505 × 370 × 325	11.4kg		—
50892	滅菌オオサキドレープF 909AT9 1枚入(50袋) 90cm×90cm(9cm丸穴テープ付)	販売単位 225 × 270 × 10	69.1g	2箱	4971032508924
		内装 450 × 295 × 497	4.3kg		—
		外装 470 × 295 × 497	9.5kg		—
50894	滅菌オオサキドレープF 1220DAT5-8 1枚入(25袋) 120cm×200cm(5cm×8cm楕円穴テープ付)	販売単位 310 × 400 × 20	188.2g	2箱	4971032508948
		内装 405 × 315 × 338	5.5kg		—
		外装 660 × 425 × 373	12.0kg		—
50895	滅菌オオサキドレープF 1520DAT5-8 1枚入(20袋) 150cm×200cm(5cm×8cm楕円穴テープ付)	販売単位 310 × 400 × 30	230.2g	2箱	4971032508955
		内装 605 × 315 × 338	5.4kg		—
		外装 660 × 425 × 373	11.8kg		—

■販売名:滅菌オオサキドレープF ■届出番号:23B2X10001000058
 ■販売名:滅菌オオサキドレープFT ■届出番号:23B2X10001000059
 ■在庫がない場合があるため、営業担当者にお問い合わせください。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店