



環境除菌ワイパー

アルウェッティ®

除菌クロス



厚手でやわらかいレーヨン不織布に
エタノール80%を含浸させた環境除菌ワイパーです。



看護・介護製品

環境清拭

商品特長

1 エタノール80%を含浸

- 除菌に最適なエタノール80% (76.9～81.4vol%)のエタノールを厚手のレーヨン不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。

2 成分の残留ゼロ!

- エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。

3 便利な開封日記入欄

- 取り出し口のフタや詰替用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペンなどで開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。

開封日記入欄

開封日	
月	日

4 用途に合わせて選べるラインナップ

- 詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
- 複数の場所で除菌が必要な時の持ち運びに最適です。



回診車や壁への吊り下げに便利!!

商品情報

■ 使用用途

除菌 (ベッドまわりやドアノブ、テーブル/看護・介護用機器/飛散した汚れ/部屋のすみずみの目に見えない汚れ)

■ 成分

エタノール、水

⚠ 除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、全ての菌を除去するわけではありません。

■ 素材

基布:レーヨン、ポリエチレンテレフタレート

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
72160	アルウエッティ® 除菌クロス ピロータイプ 100枚入 14cm×20cm	販売単位 230×115×62	387.8g	20袋	4971032721606
		外装 460×170×325	8.3kg		14971032721603

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812

<https://www.osakimedical.co.jp/>

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店