



環境・器具清拭用ワイパー

# アルウェッティ® 除菌クロス



厚手でやわらかいレーヨン不織布に  
エタノール80%を含浸させた、除菌ワイパーです。



## 商品特長

### エタノール80%を含浸

- 厚手でやわらかいレーヨン不織布に、エタノール80%を含浸させた、除菌用除菌ワイパーです。

### 成分の残留ゼロ!

- エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。

### 経済的な詰め替え用

- 環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。


### 便利な開封日記入欄

- 詰替用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペン等で開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。
- ボトルやバケツの本体に「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。  
※シールははがせるため、詰め替えた際に貼り替えられます。



### 持ち運びに便利なボトルタイプ

- 拭き取りに十分な手のひらサイズ(14cm×20cm)の不織布を使用しています。
- 複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに最適です。



80枚入 / 詰替用 80枚入

### 大容量・据え置き型のバケツタイプ

- ワイドは、厚みと大きさのある不織布(20cm×30cm 2ツ折)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などに最適です。
- ワイドSは、350枚入りで、頻繁に使用する部署に最適です。(12.5cm×30cm 2ツ折)



ワイド 200枚入  
ワイド詰替用 200枚入

ワイドS 350枚入  
ワイドS 詰替用 350枚入

## 商品情報

### ■使用用途

ベッドまわりやドアノブ、テーブルの除菌・清拭／看護・介護用機器の除菌・清拭／飛散した汚れの除菌・清拭／部屋の隅々の目に見えない汚れの除菌・清拭

### ■成分

エタノール、水

⚠ 除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、全ての菌を除去するわけではありません。

## 商品規格

### ■アルウエッティ® 除菌クロス

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
72100	アルウエッティ® 除菌クロス 14cm×20cm 80枚入	販売単位	106 × 179 × 106	376.0g	20本	4971032721002
		外装	538 × 195 × 436	8.4kg		14971032721009
72101	アルウエッティ® 除菌クロス 詰替用 14cm×20cm 80枚入	販売単位	100 × 280 × 70	292.0g	20袋	4971032721019
		外装	476 × 175 × 290	6.4kg		14971032721016
72102	アルウエッティ® 除菌クロス ワイド 20cm×30cm 2ツ折 200枚入	販売単位	245 × 245 × 220	2.0kg	4個	4971032721026
		外装	480 × 250 × 480	8.8kg		14971032721023
72103	アルウエッティ® 除菌クロス ワイド 詰替用 20cm×30cm 2ツ折 200枚入	販売単位	160 × 160 × 140	1.2kg	4袋	4971032721033
		外装	366 × 168 × 366	5.3kg		14971032721030
72127	アルウエッティ® 除菌クロス ワイドS 12.5cm×30cm 2ツ折 350枚入	販売単位	245 × 245 × 220	2.1kg	4個	4971032721279
		外装	480 × 250 × 480	9.3kg		14971032721276
72128	アルウエッティ® 除菌クロス ワイドS 詰替用 12.5cm×30cm 2ツ折 350枚入	販売単位	160 × 160 × 140	1.6kg	4袋	4971032721286
		外装	366 × 168 × 366	6.9kg		14971032721283

### ■オオサキ開封日シール

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
72140	オオサキ開封日シール 4cm(直径) 20枚入	販売単位	225 × 1 × 65	8.5g	20袋	4971032721408
		外装	230 × 20 × 70	210.0g		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店