

商品情報

■素材

ポリプロピレン

■容量

1000mL
(深さ 口もと部:6.5cm、背部:8cm)

関連商品



プラ軸 / 強化紙軸

口腔ケア用

マウスポンジ®

ふつうサイズ 小さめサイズ

- 特殊形状スポンジでお口のすみずみまでキレイに!
- マウスモイストの塗布に最適な口腔ケアスポンジです。
- 先端カーブで、狭い隙間でもスムーズに入ります。

嚥下訓練・口腔ケア用

マウス綿棒

- 嚥下訓練・口腔ケアに最適な、個包装の特殊形状綿棒です。
- ふやけにくく折れにくい加工を施した、濡れに強い強化紙軸を使用しています。
- 個包装のため、アイスマッサージの準備時に濡らした綿棒を袋に戻す際に便利です。

化粧品 口腔化粧品

口腔用保湿ジェル

マウスモイスト

- 保湿と塗りやすさにこだわった、口腔用保湿ジェルです。
- 刺激の少ないノンアルコールです。
- 毎日のケアにも使いやすいワンタッチキャップです(72gのみ)。

一般医療機器

水に濡れても破れにくい

からだふきコットンシート

- 吸収性がよく水濡れにも強いコットン100%の使い捨てシートです。
- 口腔ケア時の拭き取りに最適です。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
74101	PH 使い捨てガーグルベースン ホワイト 50個入(10袋) 1000mL	販売単位 710 × 385 × 220	9.2kg	—	4971032741017 14971032741014

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。



吐物が飛び散りにくい 使い捨てガーグルベースン

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 使い捨て
再生業務が省ける
- + 特殊形状
うがいした水や吐物が
飛び散りにくい
- + 補助持ち手付き
安定して持つことができる

ホワイト



業務改善と感染リスクの軽減ができる
使い捨てガーグルベースンです。



ガーグルベースンの再生業務でお困りはありませんか？

手間・時間がかかる




洗淨

消毒

乾燥

感染リスク



洗淨
飛散による曝露のリスクがある。

消毒
容器が重なっていると消毒効果を発揮できない恐れがある。

乾燥
重なった部分が乾きにくく、濡れた状態が続くと細菌繁殖の原因になる。

リユースから**使い捨て**にすることで**業務改善**できます！

再生業務の省力化

感染リスク軽減



商品特長

+1. 吐物が飛び散りにくい

深型 & 特殊設計

深型 (1000mL) で背部を高くしているため、吐物が外に飛び散りにくいです。

+2. 持ちやすい

持ち手付き

左右に付いた補助持ち手で、手が小さい方や握力が弱い方でも安定して保持できます。

滑り止めリブ形状

本体回りの縦方向の凹凸が指先の滑り止めになるため持ちやすくなっています。


凹凸加工

持ち手の凹の部分には、口腔ケアスポンジや綿棒を一時的に置くことも可能です。

+3. 管理しやすい省スペース

重ねて保管できるため、場所をとりません。

左：PH使い捨てガーグルベースン10枚
右：リユースガーグルベースン10枚
(イラストイメージ)



+4. 目盛り付き

計量できる便利な目盛り付きです。



+5. やさしい肌あたり

幅広カール形状の縁

一般的な使い捨て膿盆と比較して容器の縁が幅広なカール形状のため、やさしい肌あたりです。

