



ワンタッチ伸縮性腹帯

# かんたん腹帯



ワンタッチテープ付きで簡単に着脱でき  
術後の患部をやさしく保護する伸縮性腹帯です。



## 商品特長

### 1 かんたん着脱


- ワンタッチテープで開閉できるため、手術直後の着脱やガーゼ交換なども簡単に行えます。

### 2 患部をやさしく保護

- キルト生地を使用しているため、術後の患部をやさしく保護します。
- 出産前後の腹帯としても使用できます。

### 3 からだにフィット

- 立体裁断をしているため、腹部の凹凸にフィットします。
- 固定ベルトは、SS~LLは2本足、3Lは3本足になっています。



### 4 “汚れ防止カット”で汚れにくい

- 臀部に当たる背面下部をカットしているため、排泄物などによる腹帯の汚染を防止します。



汚れ防止カット

### 5 豊富なサイズバリエーション



- サイズバリエーションが豊富なため、小児から大人まで、幅広い体格・体型に対応できます。

## 商品情報

### バリエーション

種類	ウエスト(A)	サイズ (高さ(B)×幅(C))
SS	40cm~50cm	21cm×71cm
S	50cm~65cm	26cm×85cm
M	65cm~85cm	30cm×100cm
L	85cm~110cm	30cm×112cm
LL	110cm~125cm	30cm×130cm
3L	125cm~140cm	35cm×146cm

### 規格



## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名略/JANコード	JANコード/ITFコード
70943	かんたん腹帯 SS 1枚入 21cm×71cm ウエスト40cm~50cm	販売単位   180×270×28	82.0g	10個 × 6袋	かんたんフックタイ S S         4 971032 709437	4971032709437 — —
		内装   330×210×140	800.0g			
		外装   480×410×360	5.4kg			
70936	かんたん腹帯 S 1枚入 26cm×85cm ウエスト50cm~65cm	販売単位   180×270×28	102.0g	10個 × 6袋	かんたんフックタイ S             4 971032 709369	4971032709369 — 14971032709366
		内装   330×210×140	1.0kg			
		外装   460×440×360	6.6kg			
70937	かんたん腹帯 M 1枚入 30cm×100cm ウエスト65cm~85cm	販売単位   180×270×28	122.0g	10個 × 6袋	かんたんフックタイ M             4 971032 709376	4971032709376 — 14971032709373
		内装   330×220×140	1.2kg			
		外装   460×440×360	7.8kg			
70938	かんたん腹帯 L 1枚入 30cm×112cm ウエスト85cm~110cm	販売単位   180×270×30	134.0g	10個 × 6袋	かんたんフックタイ L             4 971032 709383	4971032709383 — 14971032709380
		内装   330×220×150	1.4kg			
		外装   460×440×360	9.0kg			
70939	かんたん腹帯 LL 1枚入 30cm×130cm ウエスト110cm~125cm	販売単位   180×270×35	158.0g	10個 × 6袋	かんたんフックタイ LL             4 971032 709390	4971032709390 — 14971032709397
		内装   330×220×175	1.6kg			
		外装   460×490×360	10.2kg			
70944	かんたん腹帯 3L 1枚入 35cm×146cm ウエスト125cm~140cm	販売単位   210×280×35	210.0g	10個 × 6袋	かんたんフックタイ 3L             4 971032 709444	4971032709444 — —
		内装   380×230×175	2.1kg			
		外装   480×490×410	13.2kg			

■素材: [本体]綿100% [中綿]ポリエステル100% [伸縮素材]綿95%、ポリウレタン5%  
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。