



# ベッド<sup>さく</sup>柵にも掛けられる ストローカップ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + ベッド柵にも手にもぴったり  
こぼしにくい
- + 動かせる補助持ち手付き  
持ちやすい
- + パーツは3つだけ!  
お手入れカンタン



ベッド柵にも手にもぴったりフィットする  
こぼしにくいストローカップです。




看護・介護製品

介護食事用品

## 商品特長

### + 1. こぼしにくい

- ベッド柵にも掛けられて※、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。
- ※ベッド柵に掛ける際は、下図のようにT字部に掛けてください。



30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。  
一般的なベッド柵の太さは、21~29mmです。(当社調べ)

### + 2. 持ちやすい

- フタを回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。
- 握力の弱い方や、やむを得ず利き手で握れない方でも持ちやすい仕様です。
- 2段階持ち手は、握りやすい滑り止め付きです。



### + 3. お手入れカンタン

- パーツがカップ・フタ・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。

### + 4. 飲みやすい

- 口当たりがやさしく柔らかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。
- 底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。



### + 5. 清潔に使える

- より清潔に留めたい場合は、ストローを補助持ち手の留め具に、しっかり留めたい場合はフタの突起にと、好みに応じてストローの留め方が選べます。




### + 6. 便利な目盛り

- 1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛り付きです。
- 使用する方に配慮し、食器としての見た目を損なわないデザインとなっています。

## 商品情報

### ■ 規格



### ■ 素材 / 耐熱温度

本体、フタ：耐熱ポリプロピレン / 120℃  
ストロー：シリコーンゴム / 120℃



食品衛生法※に  
適合しています。  
※厚生省告示第370号

### ■ 消毒方法対応一覧



## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード / ITFコード
74960	PH ストローカップ オレンジ 1個入	販売単位   90 × 104 × 115	83.0g	6個 × 8箱	ストローカップ / オレンジ	4971032749600
		内装   278 × 109 × 235	500.0g			—
		外装   582 × 239 × 486	4.1kg		4 971032 749600	14971032749607
74961	PH ストローカップ グリーン 1個入	販売単位   90 × 104 × 115	83.0g	6個 × 8箱	ストローカップ / グリーン	4971032749617
		内装   278 × 109 × 235	500.0g			—
		外装   582 × 239 × 486	4.1kg		4 971032 749617	14971032749614
74962	PH ストローカップ ブルー 1個入	販売単位   90 × 104 × 115	83.0g	6個 × 8箱	ストローカップ / ブルー	4971032749624
		内装   278 × 109 × 235	500.0g			—
		外装   582 × 239 × 486	4.1kg		4 971032 749624	14971032749621
74963	PH ストローカップ専用 替えストロー 2本入 長さ275mm 径6.5mm(内径4mm)	販売単位   100 × 160 × 7	20.0g	6個 × 20袋	ストローカップ / カフェストロー	4971032749631
		内装   200 × 160 × 22	130.0g			—
		外装   420 × 450 × 180	2.7kg		4 971032 749631	—

■製造国：日本

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://plus-ph.com>



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。