

# 点滴の自己抜去を予防できる ワンタッチ肌着

点滴用

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 点滴固定用ボタン付き  
点滴を首裏から出しやすい
- + 袖を絞れる長袖タイプ  
点滴に触れにくい
- + 袖用ワンタッチテープ  
袖をまくらずに点滴刺入部を  
観察しやすい



点滴の自己抜去を予防できる、  
両袖・前開きタイプのワンタッチ肌着です。



看護・介護製品



看護・介護製品

介護肌着

介護肌着

## 商品特長

### + 4.背中が出にくい


- 後身ごろの丈が長いので、前かがみや座った時にも背中が出にくいです。

### + 5.肌にやさしい

- 脇に縫い目がなく、裾部分も凹凸の少ない縫製のため、肌への刺激が少ないです。
- 毛足が短いソフトなワンタッチテープを使用しているため、刺激が少なく肌にやさしいです。
- 綿100%素材のため、肌にやさしく吸汗性に優れています。

### + 6.洗濯後の仕分けがスムーズ

- 名前を記入できるネームタグ付きのため、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。



### + 7.男女兼用

- 男女兼用で性別問わず着用できます。
- 院内売店などに置く場合の在庫数を抑えられます。

## 商品情報

### ■バリエーション

| サイズ | 身長          | 胸囲          | 胸囲         | カラー  |
|-----|-------------|-------------|------------|------|
| SS  | 145cm~155cm | 72cm~ 80cm  | 60cm~ 68cm | ホワイト |
| S   | 155cm~165cm | 80cm~ 88cm  | 68cm~ 76cm |      |
| M   | 165cm~175cm | 88cm~ 96cm  | 76cm~ 84cm |      |
| L   | 175cm~185cm | 96cm~104cm  | 84cm~ 94cm |      |
| LL  | 175cm~185cm | 104cm~112cm | 94cm~104cm |      |

### ■素材

綿 100%

### ■製品仕様

固定用ボタン(左右にあります)

点滴ラインを首裏に出しやすく、患者さんの視界に入りにくくできます。

袖口調整用ワンタッチテープ(左右にあります)

袖を絞ることができるため、患者さんが点滴に触れにくくなります。

袖用ワンタッチテープ(左右に6箇所ずつあります)

袖をまくらずに点滴部を観察できます。

ワンタッチテープ

ネームタグ付き

凹凸の少ない裾

縫い目のない脇

背中が出にくい

長い後身ごろ

## 商品規格

| 商品写真 | 品番    | 商品名・内容量・規格                                             | サイズ(幅×高さ×奥行(mm))                                                      | 重量                        | 梱入数            | POSレジ登録用名称・JANコード                              | JANコード・ITFコード           |
|------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|      | 74822 | PH ワンタッチ肌着 点滴用<br>男女兼用 SS ホワイト 1枚入<br>胸囲 72cm ~ 80cm   | 販売単位   175 × 273 × 40<br>内装   330 × 215 × 250<br>外装   530 × 675 × 355 | 162.0g<br>1.8kg<br>10.8kg | 10袋<br>×<br>6箱 | ワンタッチ肌着 SS   S   W   h<br>4 971032 1748221     | 4971032748221<br>—<br>— |
|      | 74823 | PH ワンタッチ肌着 点滴用<br>男女兼用 S ホワイト 1枚入<br>胸囲 80cm ~ 88cm    | 販売単位   175 × 273 × 40<br>内装   330 × 215 × 250<br>外装   530 × 675 × 355 | 193.0g<br>2.1kg<br>12.3kg | 10袋<br>×<br>6箱 | ワンタッチ肌着 S   S   W   h<br>4 971032 1748238      | 4971032748238<br>—<br>— |
|      | 74824 | PH ワンタッチ肌着 点滴用<br>男女兼用 M ホワイト 1枚入<br>胸囲 88cm ~ 96cm    | 販売単位   175 × 273 × 40<br>内装   330 × 215 × 250<br>外装   530 × 675 × 355 | 209.0g<br>2.2kg<br>13.3kg | 10袋<br>×<br>6箱 | ワンタッチ肌着 M   M   W   h<br>4 971032 1748245      | 4971032748245<br>—<br>— |
|      | 74825 | PH ワンタッチ肌着 点滴用<br>男女兼用 L ホワイト 1枚入<br>胸囲 96cm ~ 104cm   | 販売単位   175 × 273 × 40<br>内装   330 × 215 × 250<br>外装   530 × 675 × 355 | 224.0g<br>2.4kg<br>14.2kg | 10袋<br>×<br>6箱 | ワンタッチ肌着 L   L   W   h<br>4 971032 1748252      | 4971032748252<br>—<br>— |
|      | 74826 | PH ワンタッチ肌着 点滴用<br>男女兼用 LL ホワイト 1枚入<br>胸囲 104cm ~ 112cm | 販売単位   180 × 280 × 45<br>内装   330 × 215 × 250<br>外装   530 × 675 × 355 | 249.0g<br>2.6kg<br>15.7kg | 10袋<br>×<br>6箱 | ワンタッチ肌着 LL   L   L   W   h<br>4 971032 1748269 | 4971032748269<br>—<br>— |


◇ 商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
http://plus-ph.com




取扱店

# 認知症患者や術後せん妄患者による**点滴の自己抜去**が多発!



## 自己抜去の問題点

- ① 患者の**治療の中断** 必要な治療が受けられず、患者の安全性が損なわれる。
- ② 患者の**拘束の必要** 行動を制限され、患者の怒りや不信感を招く。
- ③ 看護師の**負担増大** 自己抜去を防ぐ工夫や、抜去後の処置を要する。



そこで...

## 点滴の自己抜去を予防できる**点滴用肌着**を作りました!

### +1. 点滴の自己抜去を予防

#### ① 点滴ラインの誘導がカンタンな“固定用ボタン”

- 点滴ラインを“**固定用ボタン**”でとめることにより、患者の視界に入りにくい首裏から出すことができます。
- 点滴ラインが肌着の中を通らないため、患者の違和感が軽減できます。

##### ◀ 現状の問題点 ▶

- 点滴ラインが患者の**視界に入る**と触ったり抜いたりする。
- 点滴ラインを肌着の中に通すと看護師の手間がかかり、患者は**違和感**を感じやすい。


##### ◀ 現状の対策 ▶

- 点滴ラインを**衣服の中を通して**首裏から出す。

患者さんに点滴を意識させない工夫が大変なのよね



固定用ボタン



袖口調整用ワンタッチテープ

#### ② 袖を絞れる袖口調整用ワンタッチテープ!


- 袖を絞れるため、患者が点滴に触れにくくなります。

##### ◀ 現状の問題点 ▶

- 袖口が広く点滴刺入部が**患者の視界に入る**ため、いじったり触ったりする。

##### ◀ 現状の対策 ▶

- 長袖で点滴刺入部を隠し、袖口をテープや包帯を巻いて**患者の視界に入れない**ようにする。
- ミトンを着させて**触れられなく**する。



▲ 袖先に向かってワンタッチテープの幅を広くしてあるため、袖を絞りやすくなっています。

なるべく拘束したくないからね!



患者さんの違和感も少なく済むね!

**治療の中断を防ぐ!**  
**患者の拘束を減らせる!**  
**看護師の負担を軽減!**

### +2. 点滴の管理が容易

- “**袖用ワンタッチテープ**”により、袖をまкруずに点滴刺入部を観察できます。

##### ◀ 現状の問題点 ▶

- 袖をテープや包帯で巻くと、**点滴刺入部を観察しにくい。**

##### ◀ 現状の対応 ▶

- 観察の度にテープや包帯を解いたり巻きなおしたりする。

手間がかかるし観察しにくいな



点滴刺入部を確認しやすいね!



**看護師の負担を軽減!**

### +3. 点滴をしたまま着替えやすい

- 両袖がフルオープンになるため、点滴したまま腕を通しやすくなります。
- 素早く着替えられるため、接続部が汚染されにくくなります。

##### ◀ 現状の問題点 ▶

- 点滴した患者の**着替えに手間がかかる。**
- 着替えの際に点滴の接続を外して、再度接続しなおす場合、時間がかかると**接続部が汚染される**恐れがある。

##### ◀ 現状の対応 ▶

- 点滴ボトルを服の中に通したり、袖を上までまくり上げたりして通す。

時間をかけたくないのに手間がかかるのよね



▲ 広いアームホールと、肩までがフルオープンになる両袖



▲ 接続部を外して袖を通して、首元から肩までの距離が近いので、素早く再接続!

拘縮がある患者さんもラクだね!



**患者の安全性が向上!**  
**看護師の負担を軽減!**