

オオサキ胸帯

1号

看護・介護製品

看護ウェア



肌ざわりの良い晒木綿を使用した
ワンタッチテープ付きの胸帯です。

商品特長

1 簡単着脱

- 肩と脇の両部分がワンタッチテープで開閉できるため、簡単に着脱ができ、胸部手術後の患部保護や術後の処置に最適です。

2 左右どちらでも使用可能


- フリーサイズで、左右どちらでも使用できます。

3 快適な着用感

- コットン100%のため、吸汗性や通気性に優れ、快適に着用できます。

商品情報

■規格



■素材 綿100%

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))			重量	梱入数	POSレジ登録用名称・JANコード	JANコード / ITFコード
71100	オオサキ 胸帯 1号 1枚入 胸囲80cm～96cm	販売単位	170 × 230 × 10		48.0g	15個 × 12袋	オオサキヨウタイ 1 10 032 711003 	4971032711003
		内装	180 × 200 × 210		770.0g			—
		外装	550 × 435 × 430		10.2kg			—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。