



ワンタッチ伸縮性胸帯

伸縮胸帯



伸縮性に優れた
ワンタッチテープ付きの保護胸帯です。



商品特長

簡単着脱

- ワンタッチテープで開閉できるため、手術直後の着脱や、ガーゼ交換などが容易にできて便利です。

左右どちらにも使用可能


- No.1は肩と脇の両方が、No.2は脇がワンタッチテープで開閉できるため、左右どちらにも使用できます。

快適な着用感


- 綿主体の伸縮生地を使用しているため、吸汗性や通気性に優れ、快適に着用できます。
- ワンタッチテープの角が肌に当たっても痛くないように、角を丸くカットしています。

商品情報

■形状



No.1
肩・脇にワンタッチテープ付き
左右どちらにも使用できます



No.2
脇にワンタッチテープ付き
左右どちらにも使用できます

■着用方法

- 術後の患部保護に使用する場合は、滅菌ガーゼなどを当てた上から着用してください。

■素材

綿 95%、ポリウレタン 5%

商品規格

■オオサキ 伸縮胸帯

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
00069	伸縮胸帯 No.1 M 1枚入 アンダーバスト 65cm～ 82cm	販売単位 170 × 230 × 12	50.0g	10個 × 12袋	シンシヨクキヨウタイ 1 M	4971032000695
		内装 340 × 55 × 230	510.0g			—
		外装 570 × 220 × 410	6.9kg		4 971032 000695	—
00068	伸縮胸帯 No.1 L 1枚入 アンダーバスト 80cm～ 92cm	販売単位 170 × 230 × 12	60.0g	10個 × 12袋	シンシヨクキヨウタイ 1 L	4971032000688
		内装 340 × 55 × 230	610.0g			—
		外装 570 × 220 × 410	8.0kg		4 971032 000688	—
00067	伸縮胸帯 No.1 LL 1枚入 アンダーバスト 90cm～105cm	販売単位 170 × 230 × 12	71.0g	10個 × 12袋	シンシヨクキヨウタイ 1 LL	4971032000671
		内装 340 × 55 × 230	720.0g			—
		外装 570 × 220 × 410	9.4kg		4 971032 000671	—
90004	伸縮胸帯 No.2 M 1枚入 アンダーバスト 65cm～ 82cm	販売単位 170 × 230 × 12	51.0g	10個 × 12袋	シンシヨクキヨウタイ 2 M	4971032900049
		内装 340 × 55 × 230	520.0g			—
		外装 570 × 220 × 410	7.0kg		4 971032 900049	—
90005	伸縮胸帯 No.2 L 1枚入 アンダーバスト 80cm～ 92cm	販売単位 170 × 230 × 12	61.0g	10個 × 12袋	シンシヨクキヨウタイ 2 L	4971032900056
		内装 340 × 55 × 230	620.0g			—
		外装 570 × 220 × 410	8.2kg		4 971032 900056	—
90006	伸縮胸帯 No.2 LL 1枚入 アンダーバスト 90cm～105cm	販売単位 170 × 230 × 12	73.0g	10個 × 12袋	シンシヨクキヨウタイ 2 LL	4971032900063
		内装 340 × 55 × 230	740.0g			—
		外装 570 × 220 × 410	9.6kg		4 971032 900063	—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店