

たっぷり吸水 表面さらさら さらっと防水シート

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- +** 2層構造
素早く拡散して、表面さらさら
- +** シワになりにくい
肌への負担が少ない
- +** 滑りにくい裏面加工
寝返りしてもズレにくい




吸収拡散でさらっと快適な
吸水防水シートです。



商品特長

+ 1.さらっと快適

- 2層構造により、1層目はたっぷり吸水、2層目で素早く拡散するため、表面はさらっと快適に使用できます。



+ 4.抗菌防臭

- シートには抗菌防臭加工を施しており、菌の増殖による嫌な臭いを軽減できます。

+ 5.清潔に使用できる

- 洗濯機で丸洗いでき、業務用熱風乾燥機(130℃以下)にも耐えられます。
※長持ちさせるためには、80℃以下をおすすめします。

洗濯機	乾燥機
○(ネット使用)	○(130℃以下)

- ゴミが付きにくいフラットな表面で、汚れが落ちやすくなっています。

+ 2.シワになりにくい素材

- シワになりにくい素材のため、肌への負担が軽減できます。

+ 3.ズレにくい

- 裏面は滑りにくい加工のため、寝返りをしてもしズレにくくなっています。

+ 6.選べるカラーバリエーション

- 3色から好みに合った色を選ぶことができます。



商品情報


■製品仕様



■素材

表側：ポリエステル 100%
裏側：ポリウレタン樹脂
※天然ゴム不使用
(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

**縦横どちらでも
使用可能!**



商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
03024	PH さらっと防水シート ブルー 1枚入 100cm×150cm	販売単位 150 × 295 × 34	240.0g	20袋	サラホ・クスイシート Bl	4971032030241
		外装 310 × 300 × 270	6.0kg		4 971032 030241	—
03025	PH さらっと防水シート グレー 1枚入 100cm×150cm	販売単位 150 × 295 × 34	240.0g	20袋	サラホ・クスイシート Gr	4971032030258
		外装 310 × 300 × 270	6.0kg		4 971032 030258	—
03026	PH さらっと防水シート ベージュ 1枚入 100cm×150cm	販売単位 150 × 295 × 34	240.0g	20袋	サラホ・クスイシート Be	4971032030265
		外装 310 × 300 × 270	6.0kg		4 971032 030265	—

■製造国:中国

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://plus-ph.com>



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。