

一般医療機器

舌圧子

# 滅菌舌圧子



1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。



看護・介護製品

オーラルケアプロダクツ

E.O.G.



## 商品特長

### 清潔な滅菌済 個包装

- 1本ずつ包装・滅菌されているため、清潔に使用できます。

### 面取り加工で安全


- 良質な天然木材を使用し、面取り加工をしているため、安全に使用できます。

### 廃棄に便利な紙製滅菌バッグ

- 紙製の滅菌バッグのため、分別の手間がありません。

## 商品情報


### 製品仕様



### 取り出し方法



1 袋を折り曲げて、下に引っ張ると簡単に開封できます。




2 舌圧子を引き出して使用してください。

### 素材

天然木 (カバ材)

- ⚠ 天産物のため、輸送、保管中の環境等により、ワレ、カケ等が生じることがあります。その場合は使用しないでください。



舌圧子が、折れたり手に刺さる恐れがあるため、机等に押し当てて開封しないでください。

## 商品規格

### 滅菌オオサキ舌圧子

一般医療機器 舌圧子:14066000 E.O.G.

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
74301	滅菌オオサキ舌圧子 1本入(300袋) 幅17mm×長さ150mm×厚み1.6mm	販売単位   192 × 111 × 177	1.0kg	12個	4971032743011
		外装   559 × 245 × 403	12.9kg		14971032743018
74311	滅菌オオサキ舌圧子 1本入(200袋) 幅17mm×長さ150mm×厚み1.6mm	販売単位   196 × 79 × 181	746.0g	18個	4971032743110
		外装   562 × 267 × 407	13.5kg		14971032743117

■販売名:滅菌オオサキ舌圧子 ■届出番号:23B2X10001000039

◇商品はずべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店