



ワンタッチ伸縮性腹帯

ベリーナ



ワンタッチテープ付きで簡単に着脱できる
伸縮性腹帯です。



看護・介護製品

医療補助用品

商品特長

患部をやさしく保護

- 腹部のキルト部分が、術後の患部をやさしく保護します。

かんたん着脱

- ワンタッチテープで開閉できるため、手術直後の着脱やガーゼ交換等も簡単です。

快適な着用感

- 肌に当たる部分は綿100%素材のため、肌にやさしく吸汗性に優れ、快適に着用できます。
- 背部は晒木綿生地のため、通気性に優れ、就寝時も腹帯の厚みが気になりにくくなっています。

背面カット形状で汚れにくい


- 背面下部がカットしてあるため、排泄物等による腹帯の汚染を防止します。
※着用時に上下が分かりやすいよう、洗濯タグに目印を記載しています。



背面カット形状

商品情報

■規格



種類	胸囲	サイズ(高さ×幅)
フリー	55cm~105cm	30cm×100cm
LL	76cm~128cm	30cm×122cm

■素材

本体: 綿100%
中綿: ポリエステル100%

腹帯が長い場合は、腹部を裏面へ折り曲げてから着用すると、スッキリと着用していただけます。



商品規格

■ベリーナ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード	
00046	ベリーナ フリー 胸囲 55cm~105cm 1枚入	販売単位	178 × 270 × 30	82.4g	10個 × 10袋	ベリーナ フリー	4971032000466
		内装	350 × 240 × 153	838.8g			-
		外装	610 × 475 × 350	9.3kg		4 971032 000466	-
00047	ベリーナ LL 胸囲 76cm~128cm 1枚入	販売単位	178 × 270 × 35	92.7g	10個 × 10袋	ベリーナ LL	4971032000473
		内装	350 × 240 × 155	944.0g			-
		外装	610 × 475 × 350	10.3kg		4 971032 000473	-

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店