

分類	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))			重量	梱入数	JANコード	商品特長
ガーゼ製品	00092	CN 滅菌クリーンガーゼ S 1枚入(12袋) 5cm×5cm 8ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	90 × 149 × 20	13.8g	12個 × 8箱	CNカ*ーせ*S	<ul style="list-style-type: none"> ●必要な時に必要な分だけ、清潔、便利に使用できる、1枚個包装の滅菌済ガーゼです。 ●ソフトで吸収性に優れ、医療現場でも使用されている医療ガーゼタイプII 8plyのガーゼです。 ●無菌保持力の高い、医療用の滅菌包装材料を使用しています。 ●箱裏面に印刷されている目盛りを使用すると、傷などの大きさが分かりやすく、サイズ選びが容易です。 ●基本サイズのS・M・Lの他、医療機関で多く使用されているLL・3Lサイズがあり、計5種類のサイズ展開から用途に合わせて選べます。 ■医療ガーゼ:13700000 ■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004 	
	内装	94 × 152 × 258	232.1g						
	外装	396 × 330 × 273	2.3kg	4 971032 000923					
	00093	CN 滅菌クリーンガーゼ M 1枚入(10袋) 7.5cm×7.5cm 8ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	118 × 152 × 20	16.8g	12個 × 8箱	CNカ*ーせ*M		
	内装	122 × 155 × 258	246.4g						
	外装	508 × 336 × 273	2.5kg	4 971032 000930					
	00094	CN 滅菌クリーンガーゼ L 1枚入(8袋) 7.5cm×10cm 8ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	118 × 173 × 20	19.9g	12個 × 8箱	CNカ*ーせ*L		
	内装	122 × 176 × 258	242.7g						
	外装	508 × 378 × 273	2.5kg	4 971032 000947					
	00095	CN 滅菌クリーンガーゼ LL 1枚入(5袋) 7.5cm×15cm 8ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	118 × 238 × 17	25.2g	12個 × 8箱	CNカ*ーせ*LL		
	内装	122 × 242 × 228	221.4g						
	外装	320 × 480 × 500	2.4kg	4 971032 000954					
	00096	CN 滅菌クリーンガーゼ 3L 1枚入(5袋) 15cm×7.5cm 4ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	202 × 239 × 17	40.1g	12個 × 12箱	CNカ*ーせ*3L		
	内装	206 × 242 × 234	327.9g						
	外装	680 × 505 × 480	3.6kg	4 971032 000961					
	00107	CN 滅菌クリーンガーゼ Y 1枚入(8袋) 7.5cm×7.5cm 8ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	118 × 152 × 20	16.8g	12個 × 8箱	CNカ*ーせ*Yカット		
内装	122 × 155 × 258	212.8g							
外装	508 × 336 × 273	2.2kg	4 971032 001074						
15285	CN 滅菌クリーンガーゼIII S 1枚入(12袋) 5cm×5cm 12ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	88 × 123 × 30	32.2g	8個 × 24箱	CNカ*ーせ*3S12	<ul style="list-style-type: none"> ●Y字に切り込みが入っている不織布製のガーゼです。 ■医療ガーゼ:34655000 ■販売名:滅菌クロスガーゼコットン ■届出番号:23B2X10001000083 		
内装	215 × 95 × 130	351.8g							
外装	560 × 315 × 455	9.6kg	4 971032 152851						
15288	CN 滅菌クリーンガーゼIII S 1枚入(36袋) 5cm×5cm 12ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	88 × 123 × 90	81.6g	8個 × 6箱	CNカ*ーせ*3S36			
内装	215 × 185 × 190	832.5g							
外装	600 × 395 × 235	5.8kg	4 971032 152882						
15286	CN 滅菌クリーンガーゼIII M 1枚入(10袋) 7.5cm×7.5cm 12ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	107 × 148 × 30	48.7g	8個 × 24箱	CNカ*ーせ*3M10			
内装	265 × 115 × 130	506.6g							
外装	560 × 375 × 555	13.7kg	4 971032 152868						
15289	CN 滅菌クリーンガーゼIII M 1枚入(30袋) 7.5cm×7.5cm 12ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	107 × 148 × 80	122.2g	8個 × 4箱	CNカ*ーせ*3M30			
内装	330 × 115 × 265	1.2kg							
外装	560 × 255 × 350	5.8kg	4 971032 152899						
15287	CN 滅菌クリーンガーゼIII L 1枚入(8袋) 7.5cm×10cm 12ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	107 × 148 × 30	50.7g	8個 × 16箱	CNカ*ーせ*3L8			
内装	315 × 115 × 110	521.7g							
外装	655 × 255 × 455	9.6kg	4 971032 152875						
15290	CN 滅菌クリーンガーゼIII L 1枚入(24袋) 7.5cm×10cm 12ply <small>一般医療機器 E.O.G.</small>	販売単位	107 × 148 × 70	125.0g	8個 × 4箱	CNカ*ーせ*3L24			
内装	315 × 115 × 290	1.3kg							
外装	610 × 255 × 335	6.1kg	4 971032 152905						
00202	CN ガーゼ 1m 1枚入 30cm×1m <small>一般医療機器</small>	販売単位	110 × 205 × 4	13.0g	20個 × 20袋	CNカ*ーせ*1M	<ul style="list-style-type: none"> ●ソフトで吸収性の良い、医療現場でも使用されているガーゼです。 ●用途に合わせてカットすることができます。 ■医療ガーゼ:13700000 ■販売名:オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000003 		
内装	105 × 185 × 120	272.0g							
外装	560 × 260 × 390	6.0kg	4 971032 002026						
00203	CN ガーゼ 10m 1枚入 30cm×10m <small>一般医療機器</small>	販売単位	180 × 225 × 30	111.0g	10個 × 8袋	CNカ*ーせ*10M			
内装	160 × 160 × 360	1.1kg							
外装	690 × 385 × 330	9.8kg	4 971032 002033						
00193	CN 救急ガーゼ ふつうサイズ 15枚入 7.5cm×7.5cm 8ply <small>一般医療機器</small>	販売単位	115 × 150 × 20	24.0g	200袋	CNキヨウキヨウカ*せ*フツウ			
内装	—	—							
外装	555 × 420 × 275	4.2kg	4 971032 001937						
00194	CN 救急ガーゼ 大きめサイズ 15枚入 15cm×15cm 4ply <small>一般医療機器</small>	販売単位	195 × 230 × 15	52.0g	200袋	CNキヨウキヨウカ*せ*オオキ			
内装	—	—							
外装	940 × 340 × 490	12.0kg	4 971032 001944						

◇商品は全てオープン価格です。

分類	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード	商品特長	
ホータイ製品	06500	CN 伸縮ホータイ S 1巻入 幅5cm×伸長4.5m	販売単位 85 × 135 × 40	19.0g	10個 × 30箱	CN シン シユク ホー タイ S 4 971032 065007	●同じ幅で伸縮する、巻きやすい伸縮ホータイです。 ●伸縮自在で肘や膝、足首、手首などの関節部、また、ふくらはぎや頭部など滑りやすい部分に巻いてもズレにくくなっています。 ●巻き終わりは、包帯止めがなくても挟み込むだけで留めることができます。 ●耳付きのため、ほつれません。 ●蛍光増白剤は使用していません。	
			内装 320 × 85 × 80	245.0g				
			外装 340 × 450 × 505	8.0kg				
	06501	CN 伸縮ホータイ M 1巻入 幅7.5cm×伸長4.5m	販売単位 85 × 130 × 40	27.0g	10個 × 20箱	CN シン シユク ホー タイ M 4 971032 065014	●伸縮自在で肘や膝、足首、手首などの関節部、また、ふくらはぎや頭部など滑りやすい部分に巻いてもズレにくくなっています。 ●巻き終わりは、包帯止めがなくても挟み込むだけで留めることができます。 ●耳付きのため、ほつれません。 ●蛍光増白剤は使用していません。	
			内装 320 × 93 × 130	355.0g				
			外装 340 × 490 × 545	8.0kg				
	06502	CN 伸縮ホータイ L 1巻入 幅9cm×伸長4.5m	販売単位 85 × 155 × 40	32.0g	10個 × 20箱	CN シン シユク ホー タイ L 4 971032 065021	●伸縮自在で肘や膝、足首、手首などの関節部、また、ふくらはぎや頭部など滑りやすい部分に巻いてもズレにくくなっています。 ●巻き終わりは、包帯止めがなくても挟み込むだけで留めることができます。 ●耳付きのため、ほつれません。 ●蛍光増白剤は使用していません。	
			内装 320 × 93 × 130	400.0g				
外装 340 × 490 × 545			8.8kg					
綿棒	02001	CN 耳かき綿棒 紙軸 1本入(50袋)	販売単位 120 × 160 × 15	23.0g	10個 × 20箱	CN ミミ カキ メン ボ ウ 4 971032 020013	●携帯に便利な個包装の耳かき綿棒です。 ●綿球はコットン100%のため、ソフトな使用感で耳の内部や柔らかな肌にも使用してできます。 ●軸は適度な弾力があり、耳や肌など、どこにでもやさしいタッチです。	
			内装 192 × 115 × 143	300.0g				
			外装 390 × 402 × 315	6.7kg				
	滅菌綿棒	02003	CN クリーン綿棒 SP0115-1 紙軸 20個入 綿径1.7mm 軸長150mm (E.O.G.)	販売単位 115 × 256 × 20	35.0g	10袋 × 18包	CN メン ボ ウ P 0 1 1 5 - 1 4 971032 020037	●必要な時に必要な分だけ、清潔、便利に使用できる、個包装の滅菌済綿棒です。
				内装 230 × 256 × 100	352.0g			
				外装 440 × 410 × 315	7.3kg			
		02004	CN クリーン綿棒 S0415-1 木軸 20個入 綿径4mm 軸長150mm (E.O.G.)	販売単位 115 × 256 × 20	35.1g	10袋 × 12包	CN メン ボ ウ P 0 4 1 5 - 1 4 971032 020044	
				内装 230 × 256 × 100	352.0g			
外装 440 × 410 × 315	5.2kg							
02005	CN クリーン綿棒 SP0415-1 紙軸 20個入 綿径4mm 軸長150mm (E.O.G.)	販売単位 115 × 256 × 20	36.1g	10袋 × 12包	CN メン ボ ウ P 0 4 1 5 - 1 4 971032 020051			
		内装 230 × 256 × 100	362.0g					
		外装 440 × 410 × 315	5.3kg					
02006	CN クリーン綿棒 S0815-1 木軸 20個入 綿径8mm 軸長150mm (E.O.G.)	販売単位 115 × 256 × 30	36.1g	10袋 × 12包	CN メン ボ ウ P 0 8 1 5 - 1 4 971032 020068			
		内装 230 × 256 × 100	362.0g					
		外装 440 × 410 × 315	5.3kg					
02007	CN クリーン綿棒 S1215-1 木軸 10個入 綿径12mm 軸長150mm (E.O.G.)	販売単位 115 × 256 × 20	21.5g	10袋 × 18包	CN メン ボ ウ P 1 2 1 5 - 1 4 971032 020075			
		内装 230 × 256 × 100	216.0g					
		外装 440 × 410 × 315	4.9kg					

◇商品は全てオープン価格です。

分類	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード	商品特長
テープ類	05502	CN ケアテープ プラスチックタイプ 1巻入 幅1.2cm×9m	販売単位 75 × 130 × 12	17.9g	20個 × 18箱	CN テープ・ラ・プラスチック 4 971032 055022	●ハサミなどを使わずに手で簡単に切ることが出来ます。 ●通気性・透湿性があるため、ムレ・カブレ防止に優れています。 ●プラスチックタイプは半透明のため、顔や手足などに貼っても目立ちにくくなっています。 ●不織布タイプは柔らかい素材のため、肌にぴったりとフィットします。
			内装 150 × 127 × 136	418.0g			
	05503	CN ケアテープ 不織布タイプ 1巻入 幅1.2cm×9m	販売単位 70 × 130 × 12	12.0g	20個 × 18箱	CN テープ・ラ・フジヨウク 4 971032 055039	
傷当てパット	00200	CN クリーン防水パッド M 1枚入(3袋) 本体8cm×10cm パッド部4cm×6.5cm <small>一般医療機器</small>	販売単位 125 × 185 × 4	15.0g	10個 × 20包	CN ホ・ウスイハ・ツト・M 4 971032 002002	●必要な時に必要な分だけ、清潔、便利に使用できる。滅菌済フィルムドレッシングです。 ■救急絆創膏:34864000 ■販売名:滅菌オオサキ防水パッド CN ■届出番号:23B2X10001000097
			内装 180 × 270 × 90	155.0g			
			外装 380 × 210 × 260	3.6kg			
手袋	03000	CN プラスチック手袋 フリーサイズ 10枚入 手のひらの幅8.5cm×23.5cm	販売単位 130 × 190 × 40	80.0g	10個 × 10箱	CN フ・ラ・スチ・ック・テ・フ・ク 4 971032 030005	●ソフトな塩化ビニル素材で指先までフィットし、細かな作業に適した、パウダーフリータイプの使い捨てプラスチック手袋です。 ●左右両用のため、片手だけの使用が可能で経済的です。
			内装 224 × 130 × 177	820.0g			
			外装 240 × 390 × 685	8.8kg			
	03001	CN 綿手袋 M 1組入 手のひらの幅8.5cm×22.5cm	販売単位 100 × 175 × 8	19.0g	30個 × 10箱	CN メン・テ・フ・ク・M 4 971032 030012	●綿100%で吸汗性に優れた綿手袋です。ゴム手袋の下に使用すると、汗で手がべとつきません。 ●荒れやすい手を、やさしくガードします。
			内装 205 × 135 × 135	630.0g			
	03002	CN 綿手袋 L 1組入 手のひらの幅9.5cm×23.5cm	販売単位 100 × 175 × 8	20.0g	30個 × 10箱	CN メン・テ・フ・ク・L 4 971032 030029	●就寝前にハンドクリームなどでお手入れをした後使用すると、寝具などを汚しません。
オブラート	03100	CN オブラート 丸型 100枚入 直径9cm <small>軽減税率 8%</small>	販売単位 115 × 148 × 11	24.9g	20個 × 20箱	CN オ・ラ・ト・マルカ・タ 4 971032 031002	●国産のばれいしよでん粉を使用した、からだに無害で安心なおブラートです。 ●旅行や外出の際、携帯に便利なプラスチックケースに入っています。
			内装 255 × 115 × 115	600.0g			
	03101	CN フクロオブラート 三角型 50枚入 スタンド付 <small>軽減税率 8%</small>	販売単位 115 × 147 × 20	18.8g	10個 × 20箱	CN オ・ラ・ト・サンカク 4 971032 031019	●三角型は扱いやすい三角型袋タイプのため、簡単に薬を包むことができます。
			内装 255 × 115 × 115	280.0g			
			外装 610 × 490 × 270	6.5kg			
眼帯	07061	CN 眼帯セット 1組入	販売単位 85 × 175 × 10	18.7g	15袋 × 12箱	CN カ・ン・タイ・セ・ツ・ト・8・ア・ウ・セ 4 971032 070612	●立体カーブ形状で圧迫感が少なく、目やまぶたにやさしい眼帯です。 ●素材に金属を使用していないため、金属アレルギーの方にも安心です。 ●紐の長さを自由に調節できるストッパーがついているため、無理なく調整できます。
			内装 125 × 170 × 90	318.4g			
			外装 390 × 185 × 370	4.3kg			
マスク	05003	CN ガーゼマスク 18枚合 1枚入	販売単位 110 × 175 × 6	12.0g	12個 × 5袋 × 10包	カ・ー・セ・マス・ク・18・ア・ウ・セ 4 971032 050034	●保温・保湿に優れた、肌にやさしいコットン100%のガーゼマスクです。 ●風邪や花粉の対策に使用できます。 ●洗濯して繰り返し使用できるため、経済的です。
			内装① 110 × 170 × 60	136.0g			
	05007	CN フィット&ガードマスク レギュラー 5枚入 17.5cm×9.5cm	販売単位 120 × 235 × 10	17.0g	10袋 × 40箱	フイットマスクフツウ 5マイ 4 971032 050072	●ディスプレイタイプの不織布マスクです。 ●ソフトタッチの不織布を使用しているため肌触りがよく、立体プリーツ加工でアゴまでしっかりカバーします。 ●フィット性の高いノーズピースを使用しているため、眼鏡やゴーグルが曇りにくくなっています。 ●高性能フィルタでウイルス飛沫の侵入をガードします。 ●パリア性に優れたフィルタを使用しており、「JIS T9001」クラスIIに適合しています。
	05010	CN エチケットマスク BOXタイプ ふつう 2枚入 17.5cm×9.5cm	販売単位 105 × 84 × 33	14.0g	50箱	エチケツトマスクフツウ 2マイ 4 971032 050102	
			内装 -	-			
			外装 428 × 188 × 223	1.3kg			

◇商品は全てオープン価格です。

■JIS T9001適合審査合格品(CN フィット&ガードマスク)

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラス II 規格適合番号 M22309003 <small>適合番号発行元: JHPA</small>						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98% (区分1)	○	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○


■JIS T9001適合審査合格品(CN エチケットマスク)

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラス II 規格適合番号 M22310009 <small>適合番号発行元: JHPA</small>						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98% (区分1)	○	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

関連商品

売店販促用ネット什器


- 店舗スペースに合わせて、2種類の大きさのネット什器から選べます。
- 商品の大きさに合わせて、フックの取り付け位置を変えることができます。
- 簡単に移動できるキャスター付きです。



ネット什器用フック



商品陳列例



ネット什器

商品規格

売店販促用ネット什器

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
92200001	ネット什器 60cm幅	販売単位 600 × 1600 × 430	—	—	—
92200002	ネット什器 90cm幅	販売単位 900 × 1600 × 430	—	—	—
92200003	ネット什器用 フック 10本入 15cm	販売単位 —	—	—	—
92200004	ネット什器用 フック 10本入 25cm	販売単位 —	—	—	—

◇商品は全てオープン価格です。

 **Osaki**
オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
 オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。