



# フィット&ガードマスク



医療用マスク規格(米国標準規格ASTM F2100-19)適合※  
使い捨て不織布製マスクです。

※材質に於いて実施したフィルタ部の性能試験結果による。



## 商品特長

### 1 高性能ろ過フィルタ(防塵メルトブロー不織布)

- 医療用マスク規格(米国標準規格ASTM F2100-19)適合\*1の使い捨て不織布製マスクです。  
\*1: 材質に於いて実施したフィルタ部の性能試験結果による。

〈ASTM F2100-19 レベル1 規格値〉

試験項目	合格規格値	試験内容の説明
BFE(細菌濾過効率)	≥95%	数値が高いほど細菌の捕集性能が高い
ΔP(呼吸抵抗)	<5.0mmHg/cm <sup>2</sup>	数値が低いほど呼吸しやすい
PFE(微粒子濾過効率)	≥95%	数値が高いほど微粒子の捕集性能が高い
人工血液不浸透性	80mmHg	数値が高いほど血液の不透過性能が高い
可燃性	CLASS1	クラスが低いほど燃えにくい

- 高性能ろ過フィルタ\*2で、ウイルス飛沫や花粉の侵入を99%カットします。  
\*2: フィルタ部の捕集効率試験 平均値(ウイルス飛沫捕集: VFE試験、花粉: 花粉粒子捕集効率試験)

### 2 プラスチック製ノーズピース

- ノーズピースが顔にぴったりフィットするため、鼻まわりの隙間を作りにくくなっています。
- プラスチック製のため、金属アレルギーの方も安心して使用できます。

### 3 ソフトな不織布 立体プリーツ加工

- 肌ざわりの良いソフトタッチの不織布を使用しており、立体プリーツ加工でアゴまでしっかりガードします。

## 商品情報

### ■使用方法



1 ノーズピースを上にして、プリーツが下向きになる面が外面です(ゴムは内面に付いています)。  
2 耳にゴムをかけ、ノーズピースを鼻の形に合わせてください。  
3 ノーズピースを押さえたまま、アゴの下までプリーツを広げてください。

### ■バリエーション

種類	カラー	サイズ
ふつう	ホワイト	9.5cm×17.5cm
小さめ		9cm×14.5cm

### ■全国マスク工業会 正会員マーク

全国マスク工業会の定める「マスクの表示・広告自主基準」ならびに「衛生マスクの安全・衛生自主基準」を遵守し生産された商品に表示できるマークです。



### ■素材

本体・フィルタ: ポリプロピレン  
ノーズピース: ポリエチレン  
耳紐: ポリウレタン、ナイロン

## 商品規格

### ■フィット&ガードマスク

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
05007	フィット&ガードマスク ふうふう 5枚入 9.5cm×17.5cm	販売単位   120×235×10	17.0g	10袋 × 40箱	フィットマスクふうふう 5マイ 	4971032050072
		内装   114×220×95	250.0g			24971032050076
		外表   502×466×483	11.0kg			14971032050079
05008	フィット&ガードマスク 小さめ 5枚入 9cm×14.5cm	販売単位   100×180×10	15.3g	10袋 × 40箱	フィットマスクちいさめ 5マイ 	4971032050089
		内装   114×220×95	230.0g			24971032050083
		外表   502×466×483	10.2kg			14971032050086

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

\*規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店