

一般医療機器

止血用押圧器具

# 滅菌オオサキ 止血用圧迫綿



適度な硬さで固定しやすい形状の  
滅菌済 止血用圧迫綿です。



脱脂綿製品

止血・圧迫綿

E.O.G.

## 商品特長

### 1 圧迫に適した硬さ

- 圧迫止血に適した硬さと安定性のある、滅菌済 止血用 圧迫綿です。


### 2 業務の省力化に

- 滅菌止血用圧迫綿の作成にかかる業務の省力化が 図れます。

- ⚠ 使用中は止血の状態を適宜確認し、圧迫の程度を調節すること。
- ⚠ 高圧蒸気滅菌不可

### 3 固定しやすい形状

- S・Mは接地面積が広く、安定して固定可能です。
- Lは、両端の角をなめらかにした平丸形のため、肌当たりがやさしく、また、面か点かを選んで圧迫することが可能です。



## 商品特長


### バリエーション

種類	形状	サイズ(短径 長径×全長)
S	平形	8.5mm 18mm×25mm
M	平形	15mm 22mm×35mm
L	平丸形	30mm 35mm×60mm

### 規格


#### S:平形

透析処置後などの圧迫止血に適しています。




#### M:平形

腕(上腕部・<sup>とこつ</sup>橈骨部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に適しています。



#### L:平丸形

足の付け根(<sup>そけい</sup>鼠径部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に適しています。



### 素材

ポリプロピレン、ポリエチレン

## 商品規格

一般医療機器 止血用圧搾器具:70617000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
33925	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 S-2 2個入(50袋) 短径8.5mm 長径18mm×全長25mm	販売単位   205 × 146 × 200	273.0g	8箱	4971032339252
		外装   420 × 308 × 410	2.8kg		
33926	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 S-10 10個入(50袋) 短径8.5mm 長径18mm×全長25mm	販売単位   205 × 146 × 200	768.0g	8箱	4971032339269
		外装   420 × 308 × 410	6.8kg		
33927	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 M-1 1個入(50袋) 短径15mm 長径22mm×全長35mm	販売単位   205 × 146 × 200	323.0g	8箱	4971032339276
		外装   420 × 308 × 410	3.2kg		
33928	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平形 M-2 2個入(50袋) 短径15mm 長径22mm×全長35mm	販売単位   205 × 146 × 200	518.0g	8箱	4971032339283
		外装   420 × 308 × 410	4.8kg		
33929	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 平丸形 L-1 1個入(50袋) 短径30mm 長径35mm×全長60mm	販売単位   205 × 146 × 200	888.0g	8箱	4971032339290
		外装   420 × 308 × 410	7.8kg		

■販売名:滅菌オオサキ止血用圧迫綿 ■届出番号:23B2X10001000096

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。