

一般医療機器

止血用押圧器具

滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形



適度な硬さと吸収性のある
滅菌済 止血用圧迫綿です。

滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形



脱脂綿製品

止血・圧迫綿

E.O.G.

商品特長

1 パルプ不織布仕様

- 圧迫止血に適した硬さと吸収性のある、滅菌済 止血用圧迫綿です。
- 肌刺激が少なく吸収性の良いパルプ100%の不織布を使用しています。

2 業務の省力化に

- 滅菌止血用圧迫綿の作成にかかる業務の省力化が図れます。

商品情報


規格

S: 丸形 (透析用)

透析処置後などの圧迫止血に適しています。

M: 丸形 (アンギオ用)

腕 (上腕部・橈骨部) からのアンギオ処置後の圧迫止血に適しています。



商品情報

一般医療機器 止血用圧迫器具:70617000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
33934	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形 S-2 2個入 (50袋) 直径13mm×25mm	販売単位 205 × 146 × 200	278.4g	8箱	4971032339344
		外装 420 × 308 × 410	3.1kg		—
33935	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形 S-10 10個入 (50袋) 直径13mm×25mm	販売単位 205 × 146 × 200	648.5g	8箱	4971032339351
		外装 420 × 308 × 410	6.0kg		—
33936	滅菌オオサキ 止血用圧迫綿 丸形 M-1 1個入 (50袋) 直径18mm×35mm	販売単位 205 × 146 × 200	303.0g	8箱	4971032339368
		外装 420 × 308 × 410	3.3kg		—

■販売名:滅菌オオサキ止血用圧迫綿 ■届出番号:23B2X10001000096

◇商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オンラインサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。