



ガーゼ製品

処置用ガーゼ

一般医療機器

医療ガーゼ

# ディスポーゼ®Ⅲ



医療ガーゼタイプⅢ 12plyの処置用ガーゼです。

## 商品特長

- 乱糸が出ないように裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプⅢ 12plyの処置用ガーゼです。
- 厚みが必要な時に最適です。
- 規格がひと目で識別できるパッケージを使用しています。

## 商品規格

### ■ディスポーゼ®Ⅲ

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
15185	ディスポーゼ®Ⅲ No.10 5cm×5cm(仕上りサイズ) 12ply 100枚入	販売単位   200 × 50 × 50	88.0g	20袋	4971032151854
		外装   275 × 235 × 225	2.1kg		—
15206	ディスポーゼ®Ⅲ No.20 5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 12ply 100枚入	販売単位   200 × 50 × 75	124.0g	20袋	4971032152066
		外装   400 × 235 × 225	2.7kg		—
15184	ディスポーゼ®Ⅲ No.30 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 12ply 100枚入	販売単位   200 × 75 × 75	183.0g	20袋	4971032151847
		外装   400 × 235 × 325	4.1kg		—
15207	ディスポーゼ®Ⅲ No.40 7.5cm×10cm(仕上りサイズ) 12ply 100枚入	販売単位   200 × 75 × 100	241.0g	20袋	4971032152073
		外装   525 × 325 × 325	5.3kg		—
15208	ディスポーゼ®Ⅲ No.50 10cm×10cm(仕上りサイズ) 12ply 100枚入	販売単位   200 × 100 × 100	322.0g	20袋	4971032152080
		外装   525 × 235 × 425	7.0kg		—

■販売名:オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000003

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店