

一般医療機器

X線造影材入りスポンジ

オオサキ ガーゼボール・X 滅菌オオサキ ガーゼボール・X



ガーゼ製品

ガーゼボール



E.O.G.済



綿球と比べて剃毛後の消毒時に綿残りが無い、
X線造影糸入りガーゼボールです。



ガーゼ製品

ガーゼボール



商品特長

綿残りが無い


- ガーゼを使用しているため、綿球と比べて綿残りがなく、脳外科や産婦人科での消毒、腸管切除時の拭き取り用に適しています。

乱糸が出ない

- X線造影糸入りガーゼを乱糸が出ないように、内側に折りたたみ縫製しました。

事故防止

- 万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。



実物大

商品情報

X線造影糸青線

(固定材) ポリプロピレン・ポリエステル
(造影剤) 硫酸バリウム
(着色剤) 深海青グレード02



デュポン™タイベック®

[タイベック]は米国デュポン社製の高密度ポリエチレン100%を使用した、強靱で耐久性のある不織布です。デュポン社の5年に渡る耐久性試験により、滅菌性を長時間保持することが証明されています。

商品規格

オオサキ ガーゼボール・X

一般医療機器 X線造影材入リスポンジ:13705000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
24900	オオサキ ガーゼボール・X S 25mm(直径) 100球入	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032249001
		外装 375 × 308 × 285	—		
24901	オオサキ ガーゼボール・X M 30mm(直径) 100球入	販売単位 300 × 50 × 200	—	10箱	4971032249018
		外装 495 × 298 × 314	—		
24902	オオサキ ガーゼボール・X L 50mm(直径) 100球入	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032249025
		外装 420 × 308 × 410	—		

■販売名:オオサキツッベルX-A ■届出番号:23B2X10001000017
■素材:[ガーゼ切綿] X線造影糸(固定材)ポリプロピレン・ポリエステル(造影剤)硫酸バリウム(着色剤)深海青グレード02

◇商品はすべてオープン価格です。

滅菌オオサキ ガーゼボール・X

一般医療機器 X線造影材入リスポンジ:13705000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
24903	滅菌オオサキ ガーゼボール・X TSS-5 25mm(直径) 5球入(50袋)	販売単位 205 × 146 × 200	—	8箱	4971032249032
		外装 420 × 308 × 410	—		
24904	滅菌オオサキ ガーゼボール・X TSM-5 30mm(直径) 5球入(30袋)	販売単位 205 × 146 × 200	—	8箱	4971032249049
		外装 420 × 308 × 410	—		
24905	滅菌オオサキ ガーゼボール・X TSL-5 50mm(直径) 5球入(30袋)	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032249056
		外装 420 × 308 × 410	—		

■販売名:滅菌オオサキツッベルX-A ■届出番号:23B2X10001000018
■素材:[ガーゼ切綿] X線造影糸(固定材)ポリプロピレン・ポリエステル(造影剤)硫酸バリウム(着色剤)深海青グレード02
■その他規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。

取扱店