

一般医療機器

医療用不織布

## 医療用不織布ガーゼ



ソフトで吸収性・通気性に優れた  
不織布ガーゼです。

## 商品特長

## ソフトで吸収性に優れた不織布ガーゼ

- ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステル素材の不織布ガーゼです。
- 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
- 清拭や環境整備などの幅広い用途に使用できます。

## 商品規格

## 医療用不織布ガーゼ

一般医療機器 医療用不織布:34655000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
25560	医療用不織布ガーゼ 4号 200枚入 25cm×25cm 4ツ折	販売単位   250 × 125 × 125	340.0g	20袋	4971032255606 14971032255603
		外装   645 × 530 × 265	7.8kg		
25561	医療用不織布ガーゼ 6号 200枚入 30cm×30cm 4ツ折	販売単位   300 × 125 × 150	500.0g	20袋	4971032255613 14971032255610
		外装   770 × 530 × 315	11.0kg		

■販売名:オオサキ医療用不織布 ■届出番号:23B2X10001000090

◇商品はすべてオープン価格です。

オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店