

一般医療機器

X線造影材入りガーゼ

OPガーゼX 黒線



写りの良いX線造影糸を織り込んだ
手術用ガーゼです。



ガーゼ製品

手術用ガーゼ

商品特長

事故防止

- X線造影糸を織り込んだ手術用ガーゼです。
- 万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。



1枚あたりの重量が一定

- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3.3g)が一定で、出血量の測定に最適です。

使用感そのまま、X線造影糸を太く!


- 硫酸化バリウムを増量することにより、写りやすく目視も容易になりました。

太さUP ↑



血液を吸収させたガーゼ(黒線)

レントゲン撮影イメージ




商品情報

X線造影糸黒線 [固定材] ポリスチレン [造影剤] 硫酸バリウム [着色剤] カーボンブラック

環境ホルモンに配慮し、新しくなったX線造影糸黒線

破断強度UP ↑




伸張率UP ↑



破断エネルギーUP ↑



破断エネルギーのグラフ



商品規格

OPガーゼX 黒線

【一般医療機器】 X線造影材入りガーゼ: 32374000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
10067	OPガーゼX 黒線 平 30cm×30cm 300枚入	販売単位 300 × 80 × 315	1.0kg	10包	4971032100378
		外装 640 × 400 × 320	10.8kg		—
12462	OPガーゼX 黒線 2ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位 310 × 135 × 150	1.0kg	10包	4971032124629
		外装 795 × 290 × 315	11.0kg		—
12463	OPガーゼX 黒線 4ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位 310 × 135 × 150	1.0kg	10包	4971032124636
		外装 795 × 290 × 315	11.0kg		—
★ 10228	OPガーゼX 黒線 三角折 30cm×30cm 300枚入	販売単位 160 × 350 × 226	—	10箱	4971032102283
		外装 990 × 400 × 390	—		—

■販売名: OPガーゼX-KS ■届出番号: 23B2X10001000065
 ■素材: [ガーゼ] 綿 [X線造影糸] (固定材) ポリスチレン糸系熱可塑性エラストマー (造影剤) 硫酸バリウム (着色剤) カーボンブラック
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。
 ★受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本 社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店