




一般医療機器

X線造影材入りガーゼ

OPガーゼX 青線



X線造影糸を織り込んだ
手術用ガーゼです。



ガーゼ製品

手術・処置用ガーゼ

商品特長

1 事故防止に


- X線造影糸を織り込んだ手術用ガーゼです。
- 万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。

2 1枚あたりの重量が一定

- 1枚 (30cm×30cm)あたりの重量 (約3.3g) が一定で、出血量の測定に最適です。

3 手術時に使いやすい特殊折

- 手術時にサバキやすい特殊折 (三角折・イカ折) もあります。



商品情報

X線造影糸

[固定材] ポリプロピレン・ポリエステル
 [造影剤] 硫酸バリウム
 [着色剤] 深海青グレード02



規格

OPガーゼX 青線

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ: 32374000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
12285	OPガーゼX 青線 1/4 15cm×15cm 1200枚入	販売単位 300×156×156	—	10箱	4971032122854
		外装 815×290×325	—		—
12311	OPガーゼX 青線 1/2 15cm×30cm 600枚入	販売単位 —	—	10包	4971032123110
		外装 610×445×350	—		—
10070	OPガーゼX 青線 平 30cm×30cm 300枚入	販売単位 —	—	10包	4971032100708
		外装 610×445×350	—		—
10071	OPガーゼX 青線 2ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位 —	—	10包	4971032100715
		外装 815×290×325	—		—
10072	OPガーゼX 青線 4ツ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位 —	—	10包	4971032100722
		外装 610×445×350	—		—
★ 12135	OPガーゼX 青線 三角折 30cm×30cm 300枚入	販売単位 350×180×226	—	8箱	4971032121352
		外装 720×380×475	—		—
★ 12136	OPガーゼX 青線 イカ折 30cm×30cm 300枚入	販売単位 350×180×226	—	8箱	4971032121369
		外装 720×380×475	—		—

■販売名: OPガーゼX-A ■届出番号: 23B2X10001000013

■素材: [ガーゼ]綿 [X線造影糸] (固定材) ポリプロピレン・ポリエステル (造影剤) 硫酸バリウム (着色剤) 深海青グレード02

★受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052) 501-2221
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。

取扱店