

一般医療機器

X線造影材入りガーゼ

# プルス・X / 滅菌プルス・X



前洗いして柔らかさと吸収力を高めた、  
X線造影剤入りラップスポンジです。



ガーゼ製品

ラップスポンジ





ガーゼ製品

ラップスポンジ



## 商品特長

### 柔らかさと吸収力

- 柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
- 事前に前洗いしているため、生理食塩水を素早く吸収し、急を要するシーンの時間短縮が図れます。

### 豊富なバリエーション

- バリエーション豊富なため、最適なサイズと厚みを選ぶことができます。

### 事故防止

- 万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。

#### ■使用方法

術野の確保や臓器保護等に使用する場合は、本品に**滅菌済み生理食塩水を含ませ、適度な湿潤状態となるよう**にしてから使用してください。

## 商品規格

■プルス・X		一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000				
品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
13014	プルス・X 20204P 20cm×20cm 4ply 柄付 20枚入	販売単位	98 × 55 × 194	—	12箱	4971032130149
		外装	422 × 166 × 198	—		—
13015	プルス・X 30304P 30cm×30cm 4ply 柄付 20枚入	販売単位	150 × 95 × 150	—	6箱	4971032130156
		外装	530 × 120 × 320	—		—
13016	プルス・X 30308P 30cm×30cm 8ply 柄付 20枚入	販売単位	146 × 88 × 302	—	6箱	4971032130163
		外装	375 × 308 × 285	—		—
13017	プルス・X 30454P 30cm×45cm 4ply 柄付 20枚入	販売単位	146 × 86 × 220	—	6箱	4971032130170
		外装	375 × 308 × 285	—		—
13018	プルス・X 30458P 30cm×45cm 8ply 柄付 20枚入	販売単位	146 × 146 × 294	—	6箱	4971032130187
		外装	496 × 330 × 320	—		—
13020	プルス・X 45454P 45cm×45cm 4ply 柄付 20枚入	販売単位	225 × 85 × 225	—	6箱	4971032130200
		外装	495 × 298 × 314	—		—
25020	プルス・X 45458P 45cm×45cm 8ply 柄付 20枚入	販売単位	205 × 146 × 200	—	8箱	4971032250205
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13019	プルス・X 30608P 30cm×60cm 8ply 柄付 20枚入	販売単位	146 × 146 × 294	—	6箱	4971032130194
		外装	496 × 330 × 320	—		—
13022	プルス・X 60608P 60cm×60cm 8ply 柄付 10枚入	販売単位	146 × 146 × 294	—	6箱	4971032130224
		外装	496 × 330 × 320	—		—

■販売名:縫製ガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000023 ◇商品はすべてオープン価格です。  
 ■素材:[ガーゼ]綿 [X線造影糸] (固定材)ポリプロピレン、ポリエステル (造影剤)硫酸バリウム (着色剤)深海青グレード02 [柄]柄

## ■滅菌プルス・X

■滅菌プルス・X		一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000				
品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
13023	滅菌プルス・X TS20204P-2 20cm×20cm 4ply 柄付 2枚入(40袋)	販売単位	205 × 295 × 200	—	4箱	4971032130231
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13024	滅菌プルス・X TS30304P-2 30cm×30cm 4ply 柄付 2枚入(30袋)	販売単位	205 × 295 × 200	—	4箱	4971032130248
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13025	滅菌プルス・X TS30308P-2 30cm×30cm 8ply 柄付 2枚入(20袋)	販売単位	205 × 295 × 200	—	4箱	4971032130255
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13026	滅菌プルス・X TS30454P-2 30cm×45cm 4ply 柄付 2枚入(20袋)	販売単位	205 × 295 × 200	—	4箱	4971032130262
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13027	滅菌プルス・X TS30458P-2 30cm×45cm 8ply 柄付 2枚入(15袋)	販売単位	205 × 295 × 200	—	4箱	4971032130279
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13028	滅菌プルス・X TS45454P-2 45cm×45cm 4ply 柄付 2枚入(12袋)	販売単位	205 × 295 × 200	—	4箱	4971032130286
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13029	滅菌プルス・X TS45458P-2 45cm×45cm 8ply 柄付 2枚入(12袋)	販売単位	205 × 295 × 400	—	2箱	4971032130293
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13030	滅菌プルス・X TS30608P-2 30cm×60cm 8ply 柄付 2枚入(20袋)	販売単位	205 × 295 × 400	—	2箱	4971032130309
		外装	420 × 308 × 410	—		—
13031	滅菌プルス・X TS60608P-1 60cm×60cm 8ply 柄付 1枚入(15袋)	販売単位	205 × 295 × 400	—	2箱	4971032130316
		外装	420 × 308 × 410	—		—

■販売名:滅菌縫製ガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000024 ◇商品はすべてオープン価格です。  
 ■素材:[ガーゼ]綿 [X線造影糸] (固定材)ポリプロピレン、ポリエステル (造影剤)硫酸バリウム (着色剤)深海青グレード02 [柄]柄



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052) 501-2221  
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社までご連絡ください。

取扱店